

Upute za upotrebu: Navlačenje ▪ svlačenje ▪ održavanje

Važne napomene

- ULCER X se ne nosi na otvorenim ranama. Rane treba prekriti odgovarajućim zavojem za rane.
- Prilikom navlačenja i svlačenja čarapa uvijek koristite posebne gumene rukavice tvrtke SIGVARIS. Sa rukavicama možete navlačiti čarape sa znatno manjim naporom. Korištenjem rukavica štitimo tkanje čarapa, produžujemo njihovo trajanje i funkciju.
- Podčarape se moraju nositi 24 sata. Nadčarape treba navući nakon ustajanja i skinuti prije odlaska u krevet.
- SIGVARIS ULCER X treba upotrebljavati samo prema uputama liječnika.
- Niti koje strše unutar čarape nemojte odrezivati.
- Zaštitite svoje TRADICIONALNE kompresivne čarape od masti, ulja i masnoća (i od losiona za tijelo), od izravnih sunčevih zraka, intenzivnog svjetla i velike vrućine. Podčarapa je uglavnom otporna na masti, ulja, masnoće i UV-zrake.

Navlačenje podčarape

1. Zavrnite podčarapu do visine gležnja i pažljivo navucite podčarapu poput obične čarape preko svoda stopala i pete. Zahvaljujući ovoj tehnici prevrtanja možete biti sigurni da hodanje neće uzrokovati da zavoj za ranu sklizne.
2. Uхватite podčarapu za rub i pažljivo je povucite gore do pola visine potkoljenice.
3. Za pravilno raspoređivanje čarape obavezno koristite gumene rukavice. Sa dlanom ruke postepenim pokretima gurate čarapu prema gore. Na taj način bez pretjeranog napora pravilno rasporedite čarapu po nozi.






Navlačenje TRADICIONALNE kompresivne čarape

4. Zavrnite TRADICIONALNU kompresivnu čarapu do visine gležnja i pažljivo navucite čarapu poput obične čarape preko svoda stopala i pete.
5. Uхватite TRADICIONALNU kompresivnu čarapu za rub i pažljivo je povucite gore do pola visine potkoljenice.
6. Raspodijelite tkaninu čarape na potkoljenici tako da TRADICIONALNU kompresivnu čarapu, koristeći gumene rukavice, otvorenim dlanom i glađenjem postupno gurate prema gore.

Svlačenje TRADICIONALNE kompresivne čarape

7. Radi svlačenja primite TRADICIONALNU kompresivnu čarapu za gornji rub i povucite vezicu preko pete sve do vrha stopala.
8. Otvorenim dlanom gladite preko svoda stopala i pete te gurajte dvoslojnu čarapu u smjeru vrha stopala.

Ispravno održavanje

- Prati svakodnevno ručno ili u perilici rublja (blagi ciklus pranja) pri maks. 40 stupnjeva (podčarapu: maks. 60 stupnjeva) u mrežici za pranje rublja. 
- Za ručno pranje preporučujemo sredstvo za ručno čišćenje OTO-PINU ZA PRANJE SIGVARIS (nemojte se koristiti omekšivačem). 
- Nemojte stavljati u sušilicu rublja. 
- Nemojte glačati. 
- Nemojte kemijski čistiti. Nemojte koristiti kemikalije. 

Indikacije:

Terapija za otvorenu ranu na nozi (Ulcus cruris venosum) nakon liječenja rane.

Apsolutne kontraindikacije:

Uznepredovala bolest perifernih arterija, srčana insuficijencija, septični flebitis, phlegmasia cerulea dolens.

Relativne kontraindikacije:

Izražene vlažne dermatoze, netolerancija na materijal kompresivskih čarapa, teški osjetni poremećaji u udovima, uznapredovala periferna neuropatija (npr. kod šećerne bolesti), reumatoidni artritis.



Ovaj kvalitetni proizvod tvrtke SIGVARIS sadrži visokovrijednu dorađenu prirodnu gumu (lateks) koja ne dolazi u izravan dodir s kožom.

Zdravstveni učinak kompresivnih čarapa SIGVARIS, ako se koriste po uputama, zajamčena je 6 mjeseci.