

Mode d'emploi:

Enfilage ▪ Retrait ▪ Entretien

Remarques importantes

- Ne pas porter ULCER X sur des plaies ouvertes. Les plaies doivent être couvertes de pansements appropriés.
- Lors de l'enfilage et du retrait des bas, veuillez toujours porter des gants spéciaux en caoutchouc de SIGVARIS. Grâce aux gants, vous pouvez enfiler les bas beaucoup plus facilement et vous ménagez le tissu des bas de compression.
- Le sous-bas doit être porté pendant 24 heures. Le sur-bas doit être enfilé après le lever et retiré avant le coucher.
- SIGVARIS ULCER X doit être utilisé conformément à la prescription d'un médecin.
- Ne pas couper les fils qui ressortent à l'intérieur du bas.
- Protégez votre bas de compression TRADITIONAL des crèmes, des huiles et des graisses (également des lotions corporelles), des rayons directs du soleil, de la lumière intense et des fortes chaleurs. Le sous-bas est largement insensible aux crèmes, aux huiles, aux graisses et aux rayons UV.

Enfilage du sous-bas

1. Retournez le sous-bas à hauteur de la cheville et tirez-le délicatement comme une chaussette sur le cou-de-pied et le talon. Grâce à cette technique, vous pouvez être absolument sûr(e) que le pansement restera en place.
2. Saisissez le sous-bas à la bordure et tirez-le délicatement jusqu'à mi-hauteur du mollet.
3. Répartissez le tissu du bas au niveau du bas de la jambe en aplatissant le sous-bas avec la paume de la main et en lissant, tout en remontant progressivement vers le haut. Vous pouvez ainsi répartir correctement et sans grand effort le tissu au niveau du bas de la jambe.






Enfilage du bas de compression TRADITIONAL

4. Retournez le bas de compression TRADITIONAL à hauteur de la cheville et tirez-le délicatement comme une chaussette sur le cou-de-pied et le talon.
5. Saisissez le bas de compression TRADITIONAL à la bordure et tirez-le délicatement jusqu'à mi-hauteur du bas de la jambe.
6. Répartissez le tissu du bas au niveau du bas de la jambe en aplatissant le bas de compression TRADITIONAL avec la paume de la main et en lissant progressivement, tout en remontant vers le haut.

Retrait du bas de compression TRADITIONAL

7. Pour le retrait, saisissez le haut du bas de compression TRADITIONAL et retournez sa bordure du talon jusqu'à la zone juste avant la pointe du pied.
8. Passez la paume de vos mains sur le cou-de-pied et le talon et poussez la double épaisseur de bas en direction de la pointe du pied.

Entretien correct

- Laver tous les jours à la main ou en machine (programme délicat) à max. 40 degrés (sous-bas: max. 60 degrés) dans un filet de lavage. 
- Pour le lavage à la main, nous recommandons la lessive SIGVARIS WASHING SOLUTION (ne pas utiliser d'assouplissant). 
- Ne pas mettre au sèche-linge. 
- Ne pas repasser. 
- Ne pas procéder à un nettoyage chimique. Ne pas utiliser de produits chimiques. 

Indications:

Traitement de la jambe ouverte (Ulcus cruris venosum) après traitement des plaies.

Contre-indications absolues:

Claudication intermittente avancée, insuffisance cardiaque congestive, phlébite septique, phlébite bleue.

Contre-indications relatives:

Dermatoses suintantes prononcées, intolérance au matériau du bas de compression, troubles sensoriels graves des extrémités, neuropathie périphérique avancée (p.ex. diabetes mellitus), polyarthrite chronique primaire.



Ce produit de qualité SIGVARIS contient du caoutchouc naturel affiné de qualité supérieure (latex) qui n'entre pas en contact direct avec la peau.

A condition d'une utilisation appropriée des bas de compression SIGVARIS, leur efficacité médicale est garantie pour 6 mois.