

## Указания по применению: Надевание ▪ Снятие ▪ Уход

### Важные указания

- Не носить ULCER X на открытых ранах. Раны должны быть закрыты подходящей раневой накладкой.
- При надевании и снятии чулок всегда надевайте специальные резиновые перчатки SIGVARIS. С перчатками Вы можете надевать чулки с существенно меньшими затратами усилий и оберегаете при этом ткань компрессионных чулок.
- Надеваемый под низ чулок необходимо носить 24 часа. Надеваемый под низ чулок надеть после сна и снять перед отходом ко сну.
- SIGVARIS ULCER X следует применять только в соответствии с предписанием врача.
- Выступающие нити внутри чулка не следует обрезать.
- Защищайте Ваш компрессионный чулок TRADITIONAL от масел, масел и жиров (в том числе от лосьона для тела), от прямых солнечных лучей, от интенсивного света и высокой температуры. Надеваемый под низ чулок в значительной мере не чувствителен к мазиям, маслам, жирам и ультрафиолетовому излучению.

### Надевание надеваемого под низ чулка

1. Выверните надеваемый под низ чулок до высоты щиколотки и наденьте осторожно надеваемый под низ чулок как носок через подъем и пятку. С помощью такой техники выворачивания Вы можете быть полностью уверены, что раневая накладка не соскользнет.
2. Возьмите надеваемый под низ чулок за край и натяните его осторожно вверх до половины высоты голени.
3. Распределите ткань чулка по голени, перемещая постепенно вверх надеваемый под низ чулок разглаживающими движениями ладоней. Так Вы сможете правильно распределить трикотажное полотно на голени без затраты больших усилий.






### Надевание компрессионного чулка TRADITIONAL

4. Выверните компрессионный чулок TRADITIONAL до высоты щиколотки и наденьте осторожно чулок как носок через подъем и пятку.
5. Возьмите компрессионный чулок TRADITIONAL за край и натяните его вверх до половины высоты голени.
6. Распределите ткань чулка по голени, постепенно надвигая компрессионный чулок TRADITIONAL ладонями азглаживающими движениями дальше вверх.

### Снятие компрессионного чулка TRADITIONAL

7. Для снятия возьмите компрессионный чулок TRADITIONAL за верхний край и снимите через пятку почти до носка стопы.
8. Разглаживающими движениями ладоней снимите таким образом двухслойный чулок через подъем и пятку в направлении носка стопы.

### Правильный уход

- Стирать ежедневно вручную или в стиральной машине (щадящий режим стирки) при макс. 40 градусах (надеваемый под низ чулок: макс. 60 градусов) в сетке для стирки. 
- Для ручной стирки мы рекомендуем средство для ручной стирки SIGVARIS WASHING SOLUTION (не применять ополаскиватель). 
- Не сушить в сушилке. 
- Не гладить. 
- Не подвергать химической чистке. Не применять химикаты. 

### Показания:

Терапия хронической венозной недостаточности, сопровождающейся трофическими нарушениями (Ulcus cruris venosum) после лечения ран.

### Абсолютные противопоказания:

Далеко зашедшая окклюзия периферических артерий, декомпенсированная сердечная недостаточность, септический флебит, Phlegmasia coerulea dolens.

### Относительные противопоказания:

Выраженные мокнущие дерматозы, непереносимость материала компрессионных чулок, тяжелые нарушения чувствительности конечностей, далеко зашедшая периферическая нейропатия (например, при Diabetes mellitus), первичный хронический полиартрит.



Этот высококачественный продукт SIGVARIS содержит качественно обработанный натуральный каучук (латекс), который не соприкасается непосредственно с кожей.

**Медицинская польза компрессионных чулок SIGVARIS гарантируется при надлежащем применении в течение 6 месяцев.**