

Kullanım Bilgileri:

Giyme ▪ Çıkarma ▪ Bakım

Önemli uyarılar

- ULCER X ürünü açık yaralar üzerinde kullanmayınız. Yaraların üzeri uygun pansuman malzemeleriyle kapatılmış olmalıdır.
- Çorapları giyip çıkarırken lütfen her zaman SIGVARIS'in özel lastik eldivenlerini kullanınız. Bu eldivenler sayesinde çorapları çok daha az güç sarf ederek giyebilirsiniz ve kompresyon çoraplarının özel kumaşını korumuş olursunuz.
- Alt çorabın 24 saat boyunca üzerinizde kalması gerekiyor. Onun üzerine giyilecek üst çorabın ise yataktan kalktığınızda giymeniz ve yatmadan önce çıkarmanız gerekiyor.
- SIGVARIS ULCER X ürünü yalnızca bir doktorun yazdığı reçete ile kullanmanız gerekiyor.
- Çorabın içerisinde bulunan ve dikişten sarkan iplikleri kesmeyiniz.
- TRADITIONAL kompresyon çorabınızı merhem ve kremlerden ve vücut losyonu dâhil sıvı ve katı yağlardan, doğrudan güneş ışığından, yoğun ışıktan ve yüksek ısıdan koruyunuz. Alt çorap ise merhem ve kremlerden, sıvı ve katı yağlardan ve ultraviyole ışınlarından büyük ölçüde etkilenmez.

Alt çorap nasıl giyilir?

1. Alt çorabı ayak bileğiniz hizasında tersyüz ediniz ve tıpkı bir çorap gibi dikkatli bir şekilde ayak tarağınızın ve topuğunuzun üzerinden geçiriniz. Bu tersyüz etme tekniği sayesinde, pansuman malzemesinin yerinden çıkmamasından emin olabilirsiniz.
2. Alt çorabı üst lastiğinden tutunuz ve onu dikkatli bir şekilde baldırınızın ortasına kadar yukarı çekiniz.
3. Çorabın kumaşını, alt çorabı avuç içlerinizle düzleştiren hareketlerle kademe kademe yukarı doğru itmek suretiyle baldırınıza dağıtınız. Bu sayede kumaşı fazla güç sarf etmeden baldırınıza doğru bir şekilde dağıtabilirsiniz.






TRADITIONAL kompresyon çorabı nasıl giyilir?

4. TRADITIONAL kompresyon çorabını ayak bileğiniz hizasında tersyüz ediniz ve çorabı tıpkı bir çorap gibi dikkatli bir şekilde ayak tarağınızın ve topuğunuzun üzerinden geçiriniz.
5. TRADITIONAL kompresyon çorabını üst lastiğinden tutunuz ve onu baldırınızın ortasına kadar yukarı çekiniz.
6. Çorabın kumaşını, TRADITIONAL kompresyon çorabını avuç içlerinizle düzleştiren hareketlerle kademe kademe yukarıya doğru itmek suretiyle baldırınıza dağıtınız.

TRADITIONAL kompresyon çorabı nasıl çıkarılır?

7. TRADITIONAL kompresyon çorabını çıkarmak için üst kenarından tutunuz ve topuğunuz üzerinden neredeyse ayağınızın ucuna kadar çekiniz.
8. Avuç içlerinizle düzleştiren hareketlerle ayak tarağınızın ve topuğunuzun üzerinden çift katlı çorabı ayağınızın ucuna doğru itin.

Doğru bakım

- Her gün elde veya çamaşır makinesinde (hassas çamaşır) en fazla 40 derecede (alt çorap: en fazla 60 derece) çamaşır filesi içerisinde yıkayınız. 
- Elde yıkama için SIGVARIS WASHING SOLUTION (SIGVARIS YIKAMA SOLÜSYONU) öneririz (yumuşatıcı kullanmayınız). 
- Kurutucuda kurutmayınız. 
- Ütülemeyiniz. 
- Kuru temizlemeye vermeyiniz. Kimyasal madde kullanmayınız. 

Endikasyonlar:

Bacak ülserinin (kronik venöz yetmezliğin) açık yaranın iyileştirilmesinden sonra tedavisi.

Kesin kontrendikasyonlar:

İlerlemiş periferik arter tıkanıklığı hastalığı, dekompanse kalp yetmezliği, septik flebit, Phlegmasia coerulea dolens

Göreceli kontrendikasyonlar:

Belirgin sızıntılı dermatozlar, kompresyon çorabı malzemesi intoleransı, kol veya bacadaki ağır duyu bozukluklar, ilerlemiş periferik nöropati (örn. şeker hastalığında), primer kronik poliartrit.



Bu kaliteli SIGVARIS ürünü, doğrudan ciltle temas etmeyen, işlenmiş birinci sınıf doğal kauçuk (lateks) içermektedir.

SIGVARIS kompresyon çoraplarının tıbbi faydası ve basıncı, usulüne göre kullanıldığı takdirde 6 aylık süreyle garanti edilmektedir.