

Следното ръководство Ви предоставя съществени указания относно Вашия компресивен чорап на SIGVARIS.

Действие на медицинските компресивни чорапи

Компресивната терапия е в основата на лечението на обусловени венозно заболявания, на лимфоедем и липоедем. Чрез внимателно контролиран натиск върху тъканта кръвообращението в краката се подобрява и лимфообращението се стимулира. Същевременно се подобрява микроциркулацията и следователно снабдяването на тъканта. Компресията действа многостранно, например: намалява отоци, подпомага лечението на рани (Ulcus cruris) и облекчава оплакванията при разширени вени и обусловени венозно промени на кожата. Допълнителна, подробна информация ще намерите на уеб страницата на SIGVARIS: www.sigvaris.com

Ръководство за употреба

Остри нокти и пръстени с остри ръбове причиняват бързо дефекти. Затова е целесъобразно **винаги** да носите **специални ръкавици** при обуването и събуването. Не отрязвайте евентуално издаващи се от вътрешната страна на чорапа нишки. Редуцирайте грижата за кожата до вечерното приложение.



SIGVARIS TRADITIONAL съдържа латекс, който не попада в непосредствено съприкосновение с кожата. Пазете TRADITIONAL от мехлеми, масла, мазнини и силно влияние на топлина, за да съхраните дългия експлоатационен срок. Всички останали модели са до голяма степен нечувствителни спрямо тези продукти.

Обуване (вж. задната страна)

Обувайте рано сутрин преди подуване на краката. Краката трябва да са сухи. (Фигура 1 – 5): Нагласете чорапа върху петата. Не дърпайте компресивния чорап от горната му част.

Използвайте гумени ръкавици и разпределете добре компресивния чорап върху крака. Винаги разпределете равномерно чорапа с длани, започвайки от глезена към коляното, без да остават нагънати участъци.

Събуване (вж. задната страна)

(Фигура 6/7): Хванете с гумени ръкавици най-горния край на чорапа и го събуйте до петата. С дланта на ръката събуйте чорапа от петата.

Правилна употреба

Компресивните 3/4 чорапи са обути правилно, когато горният край достига 2 пръста под гъвката на коляното. При чорапи, покриващи половината или цялото бедро: до 5 пръста под седалището.

Правилна поддръжка



Перете ежедневно чорапите в мрежа в пералнята на макс. 40 °C с програма за фино пране. За прането използвайте перилен препарат за фино пране без омекотител. За максимален експлоатационен срок не се препоръчва сушене в сушилня или върху отоплителни тела (обърнете внимание на етикета). Забранено е гладене и химическо почистване. Съхранявайте чорапите SIGVARIS на сухо, при стайна температура, без непосредствена слънчева светлина.

Важни указания

По принцип при препоръка от лекар и правилно напасване компресивните чорапи нямат нежелани странични реакции. При пациенти с нарушена чувствителност е възможно следи от натиск или нарушения на оросяването поради компресия да останат незабелязани. Затова се препоръчва редовна проверка на стъпалата за видими следи от натиск, симптоми на нарушено оросяване или новопоявили се наранявания на кожата. Ако установите такива, прекратете употребата на чорапите. В такива ситуации допълнително се препоръчва да потърсите съвет от лекар. Съветваме Ви да използвате компресивните чорапи след консултация с лекар (специалист). Задължителни са контролни прегледи от лекар. Срокът на съхранение е отпечатан върху опаковката със символ „пясъчен часовник“. Гарантираме максимален ефект при носене за последващите 6 месеца.

Рискове и нежелани странични реакции

При неправилна употреба медицинските компресивни чорапи могат да причинят кожни лезии и нарушено артериално оросяване.

Абсолютни противопоказания

Изразена атеросклероза (периферно артериално оклузивно заболяване в напреднал стадий). Натрупвания на течност и недостиг на въздух, проявяващи се също в състояние на покой (конгестивна сърдечна недостатъчност). Възпаление на вените, причинено от микроорганизми (септичен флебит). Особено тежка форма на венозна тромбоза (Phlegmasia coerulea dolens).

Относителни противопоказания

Съязещи кожни заболявания (дерматози). Непоносимост към материала на компресивните чорапи. Загуба на чувствителност в крайниците поради увредени или разрушени нерви (напреднала периферна невропатия). Възпалително заболяване на ставите (ревматоиден артрит). Нарушено оросяване на артериите. Лимфоедем или липоедем II и по-висока степен.

Медицински компресивни чорапи никога не трябва да се носят върху открити рани! Неспазване на указанията може да ограничи отговорността.

Прочетете също на: www.sigvaris.com/instructions



To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos

SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 272 40 00, certified ISO 9001, EN ISO 13485

SIGVARIS GmbH, Dr.-Karl-Lenz-Strasse 35, 87700 Memmingen, Germany
Tel. +49 8331 757 0

SIGVARIS medizinische Kompressionsstrümpfe m.b.H., Hietzinger Hauptstrasse 22/A/2/5, 130 Wien, Austria
Tel. +43 1 877 69 12

SIGVARIS S.r.l., Via Galileo Galilei 2/2, 31057 Silea (TV), Italy
Tel. +39 800 178486

SIGVARIS SAS, z.l. Sud d'Andrézieux, Rue B. Thimonier - BP 60223, 42173 Saint-Just Saint Rambert, France
Tel. +33 4 77 36 08 90, certified ISO 9001

SIGVARIS BRITAIN LTD., 1 Imperial Court, Magellan Close, Andover, SP10 5NT, Great Britain
Phone +44 1264 326 666

SIGVARIS (Australia) Pty. Ltd., 207 Victoria Street, West Melbourne VIC 3003, Australia
Phone 130 SIGVARIS (1300 744 827)

SIGVARIS AG (DMCC Branch), Unit No: AG-05-C, Silver (AG) Tower, Jumeirah Lakes Towers, Dubai – United Arab Emirates
Phone +971 4 558 6265

SIGVARIS INC., 1119 Highway 74 South - Peachtree City, GA 30269/USA
Tel. +1 770 631 1778, certified ISO 9001

SIGVARIS CORP., 4535 Dobrin road, H4R 2L8, Quebec/CDN
Tel. +1 514 336 2362

SIGVARIS DO BRASIL, Av. José Benassi, 2323, Distrito Industrial Fazgran, 13213-085-Jundiá, SP/Brazil
Tel. +55 114525 5700

If you look for further distributors please consult: www.sigvaris.com



SIGVARIS is a registered trademark of SIGVARIS AG, St.Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
© 2017 Copyright by SIGVARIS AG, St.Gallen/Switzerland