



טיפוח נכון

יש לכבס את הגרביים מדי יום במכונת כביסה, בתוך שק כביסה, בתוכנית עדינה ובטמפר' מרבית של 40°C. לצורך הכביסה, השתמש באבקת כביסה עדינה ללא מרכך. כדי להשיג אורך חיים מרבי של המוצר, מומלץ לא להשתמש במייבש כביסה או במכשיר חימום (שים לב למידע המצוין בתווית). אסור לגרץ, אסור לנקות בחומרים כימיים. יש לאחסן את הגרביים של SIGVARIS במצב יבש בטמפרטורת החדר, ללא אור שמש ישיר.

הערות חשובות

לאחר קבלת המלצה מרופא, ובמקרה של התאמה נכונה, בדרך כלל אין תופעות לוואי הקשורות לשימוש בגרבי לחץ. אצל מטופלים בעלי רגישות חריגה, ייתכן שכתוצאה מהלחיצה לא יורגשו נקודות לחץ או ליקויים בזילוח (פרפוזיה). מסיבה זו, מומלץ לוודא שאין בכפות הרגליים נקודות לחץ, סימנים מקדימים לליקויים בזילוח או נזקים חדשים שנוצרו בעור. אם אתה מבחין באחת התופעות הנ"ל, עליך להפסיק לגרוב את הגרב. כמו כן, במצבים כאלו מומלץ לפנות לרופא. מומלץ להשתמש בגרבי לחץ רפואיים רק לאחר התייעצות עם רופא (מומחה). ביקורות רופא הן חשובות, ואתה מחויב לעבור אותן. התאריך האחרון לאחסון מצוין על גבי האריזה באמצעות סמל שעון חול. אנו מעניקים אחריות להשפעה מרבית למשך שישה חודשי גריבה עוקבים.

סיכונים ותופעות לוואי

גרבי לחץ רפואיים יכולים לגרום, במיוחד במקרה של שימוש לקוי, לנגע בעור ולפגיעה בהספקת דם עורקית.

התוויות-נגד מוחלטות

טרשת עורקים קשה (שלבים מתקדמים של מחלת העורקים ההיקפיים). הצטברויות מים וקוצר נשימה גם במצבי מנוחה (אי-ספיקת לב בלתי מאוזנת). דלקות בדליות כתוצאה ממיקרואורגניזמים (דלקת ורידים ספטית). צורה קשה במיוחד של פקתת ורידים (Phlegmasia cerulea dolens).

התוויות-נגד יחסיות

מחלות עור "מרטיות". אי-סובלת לחומר של גרבי הלחץ. ליקויי רגישות בגפיים כתוצאה מנזק בעצבים או הרס שלהם (שלבים מתקדמים של נירופתיה היקפית). מחלה דלקתית במפרקים (דלקת מפרקים שיגרונית). ליקויים בהספקת הדם העורקית. בצקת לימפטית וליפאדמה שלב 2 ומעלה.

אסור לגרוב גרבי לחץ רפואיים על פצעים פתוחים! ההתעלמות מההנחיות עלולה לגרום להגבלת האחריות. קרא גם את המידע המובא בכתובת הבאה: www.sigvaris.com/instructions

הנחיות אלו כוללות הערות חיוניות לגבי גרבי הלחץ של SIGVARIS.

ההשפעה של גרבי לחץ רפואיים

הטיפול בגרבי לחץ הוא הבסיס לטיפול במחלות הקשורות לוורידים, בליפאדמה ובבצקת לימפטית. באמצעות לחץ מבוזר וזיהר על הרקמה, החזרת הדם ברגליים משופרת וזרימת הלימפה מוגברת. בו-זמנית משופרת גם הזרימה הנימית, ואיתה גם האספקה לרקמה. ההשפעות של גרבי הלחץ מגוונות. בין היתר, הם מצמצמים את ההיקף של בצקות, מסייעים לרפיון פצעים (כיב ורידי) ומקטינים את התסמינים במקרה של דליות ושינויים בעור הקשורים לוורידים.

מידע מקיף בנושא ניתן למצוא בדף הבית של SIGVARIS: www.sigvaris.com

הנחיות שימוש

ציפורניים וטבעות חדות גורמות במהירות לפגמים. לכן, מומלץ ללבוש **תמיד כפפות מיוחדות** בזמן הגריבה והפשיטה של הגרביים. אם בולטים חוטים בחלק הפנימי של הגרב, אל תחתוך אותם. צמצם את הטיפול בעור לשימוש בערב בלבד.

SIGVARIS TRADITIONAL מכיל לטקס, שאינו בא במגע ישיר עם העור. כדי לשמור על אורך החיים של TRADITIONAL, הגן עליו מפני משחות, שמנים, שומן וחימום מוגבר. בהשוואה למוצר זה, כל יתר הדגמים הם במידה רבה בלתי-רגישים.

גריבה (ראה העמוד האחורי)

יש לגרוב את הגרב בעת הקימה, לאחר היעלמות הנפיחות ברגליים. הקפד לעשות זאת כאשר הרגליים יבשות. (איור 5-1): החלק את הגרב מעל לעקב. אל תמשוך אותו למעלה. במקום זאת, **חלק את הסריג באופן אחיד על הרגל תוך שימוש בכפפות**. בכפפות ידיים פרושות, דחק את הסריג כלפי הברך וחלק אותו באופן רציף ואחיד.

פשיטה (ראה העמוד האחורי)

(איורים 6/7): החזק את הקצה העליון של הגרביים תוך שימוש בכפפות, ומשוך אותם כלפי מטה עד לעקב. החלק את הסריג מעל לעקב בכפפות ידיים פרושות.

מיקום נכון

גרבי הברך ממוקמים בצורה נכונה כאשר סיומת הסריג נמצאת במרחק רוחב שתי אצבעות מתחת לגומץ בית הברך. במקרה של גרבי חצי-ירך עד למרכז הירך, ובמקרה של גרבי ירך עד למרחק רוחב חמש אצבעות מתחת לעכז.



To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos

SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 272 40 00, certified ISO 9001, EN ISO 13485

SIGVARIS GmbH, Dr.-Karl-Lenz-Strasse 35, 87700 Memmingen, Germany
Tel. +49 8331 757 0

SIGVARIS medizinische Kompressionsstrümpfe m.b.H., Hietzinger Hauptstrasse 22/A/2/5, 130 Wien, Austria
Tel. +43 1 877 69 12

SIGVARIS S.r.l., Via Galileo Galilei 2/2, 31057 Silea (TV), Italy
Tel. +39 800 178486

SIGVARIS SAS, z.l. Sud d'Andrézieux, Rue B. Thimonier - BP 60223, 42173 Saint-Just Saint Rambert, France
Tel. +33 4 77 36 08 90, certified ISO 9001

SIGVARIS BRITAIN LTD., 1 Imperial Court, Magellan Close, Andover, SP10 5NT, Great Britain
Phone +44 1264 326 666

SIGVARIS (Australia) Pty. Ltd., 207 Victoria Street, West Melbourne VIC 3003, Australia
Phone 130 SIGVARIS (1300 744 827)

SIGVARIS AG (DMCC Branch), Unit No: AG-05-C, Silver (AG) Tower, Jumeirah Lakes Towers, Dubai – United Arab Emirates
Phone +971 4 558 6265

SIGVARIS INC., 1119 Highway 74 South - Peachtree City, GA 30269/USA
Tel. +1 770 631 1778, certified ISO 9001

SIGVARIS CORP., 4535 Dobrin road, H4R 2L8, Quebec/CDN
Tel. +1 514 336 2362

SIGVARIS DO BRASIL, Av. José Benassi, 2323, Distrito Industrial Fazgran, 13213-085-Jundiá, SP/Brazil
Tel. +55 114525 5700

If you look for further distributors please consult: www.sigvaris.com



SIGVARIS is a registered trademark of SIGVARIS AG, St.Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
© 2017 Copyright by SIGVARIS AG, St.Gallen/Switzerland