

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over uw compressiekous van SIGVARIS.

Werking van medische compressiekousen

Compressietherapie is de basis van de behandeling van veneuze aandoeningen, van het lymf- en van het lipodeem. Door zorgvuldig gecontroleerde druk op het weefsel wordt de terugstroming van bloed in de benen verbeterd en de lymfestroom verhoogd. Tegelijkertijd wordt de microcirculatie en daardoor de bloedtoevoer naar het weefsel verbeterd. De effecten van de compressie zijn veelzijdig, o.a. vermindering van oedemen, ondersteuning van de wondgenezing (ulcus cruris) en vermindering van klachten bij spataders en veneuze huidveranderingen. Nadere, uitvoerige informatie vindt u op de SIGVARIS homepage: www.sigvaris.com

Instructies voor gebruik

Scherpe vingernagels en ringen met scherpe randen veroorzaken snel defecten. Het is daarom noodzakelijk om bij het aan- en uittrekken **altijd speciale handschoenen** te dragen. Eventuele uitstekende draden binnen in de kous niet afknippen. Beperk de huidverzorging tot het gebruik 's avonds.



De SIGVARIS TRADITIONAL bevat latex, dat niet direct met de huid in aanraking komt. Bescherm de TRADITIONAL tegen zalf, olie, vetten en grote warmte-inwerking, zodat de lange levensduur behouden blijft. Alle andere modellen zijn grotendeels ongevoelig voor deze producten.

Aantrekken (zie achterkant)

Aantrekken bij het opstaan als de zwelling in uw benen is verminderd. Let erop dat uw benen droog zijn. (Afb. 1-5): Kous over uw hak schuiven. Niet omhoog trekken, maar **de stof met uw handschoenen gelijkmatig over het been verdelen**. Naar de knie toe de stof altijd met platte handen omhoog schuiven en steeds gelijkmatig verdelen.

Uittrekken (zie achterkant)

(Afb. 6/7): De kousen met handschoenen aan de bovenste rand vastpakken en tot aan de hak omlaag trekken. De stof met vlakke handen over de hak schuiven.

Juiste positie

De kniekous zit juist als de bovenrand 2 vingers breed onder de knieholte eindigt. Bij halfbeenkousen tot aan het midden van het bovenbeen & lieskousen tot 5 vingers breed onder de billen/het kruis.

Juiste verzorging



Was de kousen dagelijks op max. 40 °C met een programma voor fijne was in de wasmachine in een waszakje. Gebruik voor het wassen een fijnwasmiddel zonder wasverzachter. Voor een maximale levensduur van het product wordt het gebruik van een droger/verwarming afgeraden (let op het etiket). Niet strijken, niet chemisch reinigen. Bewaar SIGVARIS kousen droog bij kamertemperatuur en buiten direct zonlicht.

Belangrijke informatie

Door de arts aanbevolen en correct aangepast, ontstaan er bij compressiekousen meestal geen bijwerkingen. Bij patiënten met overgevoeligheid kunnen drukplaatsen of aantasting van de doorbloeding door compressie onopgemerkt blijven. Daarom wordt aangeraden de voeten op eventuele drukplaatsen, tekenen van doorbloedingsstoringen of nieuw huidletsel te controleren. Als u deze vaststelt, mag de kous niet meer worden gedragen. Bovendien is het in dergelijke situaties raadzaam een arts te raadplegen. Wij adviseren medische compressiekousen in overleg met een arts (specialist) te gebruiken. Controleonderzoeken door een arts zijn belangrijk en moeten altijd worden uitgevoerd. De bewaardatum is met het symbool van een zandloper op de verpakking afgedrukt. Wij garanderen een maximale werking voor de daaropvolgende 6 maanden.

Risico's en bijwerkingen

Medische compressiekousen kunnen vooral bij ondeskundig gebruik huidlaesies en aantasting van de arteriële doorbloeding veroorzaken.

Absolute contra-indicaties

Duidelijke aderverkalkingen (voortgeschreden perifere arteriële afsluiting). Vochtophoppingen en ademhalingsproblemen die reeds bij rust ontstaan (decompensatio cordis). Door micro-organismen ontstoken aders (septische flebitis). Bijzonder ernstig verloop van een veneuze trombose (flegmasia caerulea dolens).

Relatieve contra-indicaties

Vochtafgevend huid-aandoeningen (dermatosen). Intolerantie voor het compressiekousmateriaal. Overgevoeligheid van de ledematen (extremiteiten) door (onherstelbaar) beschadigde zenuwen (voortgeschreden perifere neuropathie). Ontstekingsaandoening van de gewrichten (reumatoïde artritis). Doorbloedingsstoornissen van de slagaders. Lymfoedeem of lipodeem stadium 2 en hoger.

Medische compressiekousen mogen niet op open wonden worden gedragen! Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan de aansprakelijkheid beperken. Meer informatie vindt u op: www.sigvaris.com/instructions



To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos

SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 272 40 00, certified ISO 9001, EN ISO 13485

SIGVARIS GmbH, Dr.-Karl-Lenz-Strasse 35, 87700 Memmingen, Germany
Tel. +49 8331 757 0

SIGVARIS medizinische Kompressionsstrümpfe m.b.H., Hietzinger Hauptstrasse 22/A/2/5, 130 Wien, Austria
Tel. +43 1 877 69 12

SIGVARIS S.r.l., Via Galileo Galilei 2/2, 31057 Silea (TV), Italy
Tel. +39 800 178486

SIGVARIS SAS, z.l. Sud d'Andrézieux, Rue B. Thimonier - BP 60223, 42173 Saint-Just Saint Rambert, France
Tel. +33 4 77 36 08 90, certified ISO 9001

SIGVARIS BRITAIN LTD., 1 Imperial Court, Magellan Close, Andover, SP10 5NT, Great Britain
Phone +44 1264 326 666

SIGVARIS (Australia) Pty. Ltd., 207 Victoria Street, West Melbourne VIC 3003, Australia
Phone 130 SIGVARIS (1300 744 827)

SIGVARIS AG (DMCC Branch), Unit No: AG-05-C, Silver (AG) Tower, Jumeirah Lakes Towers, Dubai – United Arab Emirates
Phone +971 4 558 6265

SIGVARIS INC., 1119 Highway 74 South - Peachtree City, GA 30269/USA
Tel. +1 770 631 1778, certified ISO 9001

SIGVARIS CORP., 4535 Dobrin road, H4R 2L8, Quebec/CDN
Tel. +1 514 336 2362

SIGVARIS DO BRASIL, Av. José Benassi, 2323, Distrito Industrial Fazgran, 13213-085-Jundiá, SP/Brazil
Tel. +55 114525 5700

If you look for further distributors please consult: www.sigvaris.com



SIGVARIS is a registered trademark of SIGVARIS AG, St.Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
© 2017 Copyright by SIGVARIS AG, St.Gallen/Switzerland