

Данная инструкция содержит важные указания по применению компрессионных чулок SIGVARIS.

Действие медицинских компрессионных чулок

Компрессионная терапия является основой для лечения заболеваний, вызванных патологиями вен, а также лимфедем, и липедем. Благодаря тщательно контролируемому давлению на ткани улучшается отток крови в ногах и усиливается лимфообращение. Одновременно улучшается микроциркуляция и, тем самым, снабжение тканей. Компрессионный эффект весьма разнообразен: достигается уменьшение отеков, стимулируется заживление ран (ulcus cruris / язвы нижних конечностей) и уменьшаются жалобы при варикозном расширении вен и изменениях кожи вследствие патологии вен.

Подробную дополнительную информацию можно найти на сайте компании SIGVARIS: www.sigvaris.com

Инструкция по применению

Длинные ногти, кольца и браслеты повреждают изделие. В связи с этим при надевании и снятии изделия необходимо **надевать резиновые перчатки**. Если на изнаночной стороне чулка выступают нитки, не срежьте их. Ограничьте уход за кожей только вечерней процедурой.



Чулоч SIGVARIS TRADITIONAL содержит латекс, который не контактирует непосредственно с кожей. Для достижения долгого срока службы защищайте TRADITIONAL от контакта с мазиями, маслами, жирами и от сильного теплового воздействия. Все остальные модели практически нечувствительны к действию этих продуктов.

Надевание (см. на обороте)

Компрессионные изделия необходимо надевать утром до появления возможного отека ног. Проследите за тем, чтобы ноги были сухими.

(Рис. 1-5): натянуть чулок на пятку. Не натягивайте, а **равномерно распределяйте трикотажное полотно по ноге руками в перчатках**.

Обязательно подтягивайте полотно вверх к колену расправленными ладонями и равномерно распределяйте его по всей ноге.

Снятие (см. на обороте)

(Рис. 6/7): руками в перчатках возьмитесь за верхний край чулка и, выворачивая изделие наизнанку, стяните его по направлению к пятке. Расправленными ладонями рук стяните трикотажное полотно с пятки.

Правильность посадки

Гольф сидит правильно, если его верхний край расположен на расстоянии 2 пальцев от подколенной ямки. В случае удлиненных гольфов – до середины бедра, а в случае чулок – максимум на 5 пальцев ниже ягодиц/промежности.

Правильный уход



Ежедневно стирайте чулки вручную, либо в стиральной машине в щадящем режиме при температуре не выше 40 °C, уложив чулки в

бельевой мешочек. Используйте для стирки мягкое моющее средство без ополаскивателя. Для достижения максимального срока службы не рекомендуется сушить изделия в сушильной машине / на батарее (соблюдайте указания на этикетке). Не гладить, не подвергать химчистке. Храните чулки SIGVARIS в сухом месте при комнатной температуре, защищая их от прямого воздействия солнечных лучей.

Важные указания

Если компрессионные чулки были рекомендованы врачом и правильно подобраны, обычно они не приводят к побочным действиям. У пациентов с нарушенной чувствительностью могут остаться незамеченными места сдавливания или нарушения кровоснабжения в результате компрессии. Рекомендуется осматривать ступни для выявления заметных мест сдавливания, признаков нарушения кровообращения или новых повреждений кожи. При их наличии следует прекратить использование чулка. Дополнительно в таких ситуациях рекомендуется обратиться за консультацией к врачу. Рекомендуется использовать медицинские компрессионные чулки после врачебного обследования (врачом-специалистом). Обязательно обращаться к врачу для проведения контрольных обследований. Срок хранения изделия указан в виде символа песочных часов на упаковке. Мы гарантируем максимальный эффект в течение последующих 6 месяцев ношения.

Риски и побочные действия

Медицинские компрессионные чулки могут привести к повреждениям кожи и нарушению артериального кровообращения, особенно при неправильном применении.

Абсолютные противопоказания

Выраженные артериосклерозы (прогрессирующая окклюзия периферических артерий). Скопления воды и одышка, возникающие в состоянии покоя (декомпенсированная форма сердечной недостаточности). Вызванные микроорганизмами воспаления вен (септический флебит). Тромбоз вен в особо тяжелой форме (phlegmasia coerulea dolens).

Относительные противопоказания

Мокнущие заболевания кожи (дерматозы). Непереносимость материала компрессионного чулка. Нарушения чувствительности в конечностях, вызванные повреждением или разрушением нервов (прогрессирующая периферическая нейропатия). Воспалительные заболевания суставов (ревматоидный артрит). Нарушения кровообращения в артериях. Лимфедема или липедема 2-й стадии и выше.

Запрещается носить медицинские компрессионные чулки на открытых ранах! Несоблюдение указаний может привести к ограничению ответственности. Ознакомьтесь также с информацией на странице: www.sigvaris.com/instructions



To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos

SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 272 40 00, certified ISO 9001, EN ISO 13485

SIGVARIS GmbH, Dr.-Karl-Lenz-Strasse 35, 87700 Memmingen, Germany
Tel. +49 8331 757 0

SIGVARIS medizinische Kompressionsstrümpfe m.b.H., Hietzinger Hauptstrasse 22/A/2/5, 130 Wien, Austria
Tel. +43 1 877 69 12

SIGVARIS S.r.l., Via Galileo Galilei 2/2, 31057 Silea (TV), Italy
Tel. +39 800 178486

SIGVARIS SAS, z.l. Sud d'Andrézieux, Rue B. Thimonier - BP 60223, 42173 Saint-Just Saint Rambert, France
Tel. +33 4 77 36 08 90, certified ISO 9001

SIGVARIS BRITAIN LTD., 1 Imperial Court, Magellan Close, Andover, SP10 5NT, Great Britain
Phone +44 1264 326 666

SIGVARIS (Australia) Pty. Ltd., 207 Victoria Street, West Melbourne VIC 3003, Australia
Phone 130 SIGVARIS (1300 744 827)

SIGVARIS AG (DMCC Branch), Unit No: AG-05-C, Silver (AG) Tower, Jumeirah Lakes Towers, Dubai – United Arab Emirates
Phone +971 4 558 6265

SIGVARIS INC., 1119 Highway 74 South - Peachtree City, GA 30269/USA
Tel. +1 770 631 1778, certified ISO 9001

SIGVARIS CORP., 4535 Dobrin road, H4R 2L8, Quebec/CDN
Tel. +1 514 336 2362

SIGVARIS DO BRASIL, Av. José Benassi, 2323, Distrito Industrial Fazgran, 13213-085-Jundiá, SP/Brazil
Tel. +55 114525 5700

If you look for further distributors please consult: www.sigvaris.com



SIGVARIS is a registered trademark of SIGVARIS AG, St.Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
© 2017 Copyright by SIGVARIS AG, St.Gallen/Switzerland