

คำแนะนำนี้จะอธิบายหมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับถุงน่องแบบรัดเพิ่มความดันของ **SIGVARIS**

ผลทางการแพทย์ของถุงน่องแบบรัดเพิ่มความดัน

การบำบัดความดันเป็นพื้นฐานของการรักษาโรคที่ส่งผลต่อเส้นโลหิตดำ และภาวะวบมน้ำเหลืองหรือน้ำเหลืองคั่ง ด้วยการควบคุมความดันอย่างสม่ำเสมอร่วมกับเนื้อเยื่อ จะช่วยปรับแก้ไขการไหลย้อนกลับของเลือดให้ดีขึ้นและเพิ่มอัตราการไหลเวียนของน้ำเหลือง ในขณะที่เดียวกันยังช่วยปรับในการไหลเวียนในเส้นเลือดฝอยและภายในเนื้อเยื่อให้ดีขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจากความดันนั้นมีหลายอย่างมากมาย อาทิเช่น ลดอาการวบมน้ำและช่วยสนับสนุน การรักษาบาดแผล (แผลกดทับที่ขา) รวมถึงป้องกันอาการเส้นเลือดอุดตันและการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดดำบนผิวหนัง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าโฮมเพจ SIGVARIS:
www.sigvaris.com

คำแนะนำการใช้งาน

เล็บมือที่แหลมและแหวนที่คมทำให้มีการขูดเสียหายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ใส่และถอด **ถุงเท้าอยู่เสมอ** อย่าวัดเส้นต้ายภายในถุงน่องที่อาจมีอยู่ก่อนหน้าออก ช่วยลดการใช้ครีมบำรุงผิวในการใช้งานตอนเย็น



SIGVARIS TRADITIONAL ประกอบไปด้วยยางลาเท็กซ์ ซึ่งไม่ได้มีการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ปล่อยให้ TRADITIONAL เปื้อนโดนคราบซีผึ้ง น้ำมัน ไขมัน หรือกระทบกับความร้อนโดยตรง เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น จะอธิบายรูปแบบอื่นทั้งหมดเกี่ยวกับของผลิตภัณฑ์นี้

การสวมใส่ (ดูที่หน้าหลัง)

เมื่อสวมใส่ในขณะที่ยืน จะลดการบวมอักเสบกับขาของคุณ ตรวจสอบดูให้ดูว่าขาของคุณแห้งแล้ว **(ภาพ 1-5):** ดึงร่นถุงน่องขึ้นมาเหนือสันเท้าของคุณ อย่ายืดสูงขึ้นมา แต่กระจายรอยกักที่ขาให้ทั่ว **เท้ากันด้วยถุงมือ** สำหรับการใส่เข้ากับหัวเข้า ให้เลื่อนผ้าถักขึ้นมาโดยพลิกมือให้เสมอกันและจัดให้กระจายทั่วเท้ากัน

การถอดออก (ดูหน้าหลัง)

(ภาพ 6/7): จับถุงน่องที่ขอบด้านบนด้วยถุงมือ และดึงลงไปด้านล่างจนถึงสันเท้า ดึงร่นผ้าถักผ่านขึ้นมาเหนือสันเท้าโดยให้มือเสมอกัน

ตำแหน่งที่ถูกต้อง

ถุงน่องผ้าทอจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เมื่อขอบรอยถักกว้าง 2 นิ้วมือไปสิ้นสุดที่ด้านล่างแอ่งข้อพับขา ในส่วนถุงน่องช่วงครึ่งขาจนถึงตรงกลางส่วนขาด้านบนจะกว้างจนถึง 5 นิ้วมือที่ด้านล่างบันท้าย/ขาหนีบ

การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง



ซักถุงน่องทุกวันด้วยโปรแกรมถนอมเนื้อผ้าที่อุณหภูมิ 40 °C ในเครื่องซักผ้า และใช้ถุงซักถนอมผ้าด้วย ให้ใช้ผงซักฟอกแบบอ่อนโยนและไม่ตองใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานที่สุด ไม่แนะนำให้นำเข้าเครื่องอบผ้า/เครื่องทำความร้อน (ตรวจดูที่ป้ายฉลาก) ห้ามนำไปรีดและทำความสะอาดด้วยสารเคมี ดาถุงน่อง

SIGVARIS ให้แห้งภายในอุณหภูมิห้องโดยอย่าให้โดนแสงแดดโดยตรง

หมายเหตุสำคัญ

ได้รับการแนะนำจากหมอและมีการปรับใช้อย่างเหมาะสม โดยปกติถุงน่องแบบรัดเพิ่มความดันจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ในคนไข้ที่รู้สึกถึงอาการผิดปกติ อาจมีรอยกดทับหรือความผิดปกติในการหมุนเวียนของเลือดจากการมีรัดที่ไม้สังเกตเห็น ดังนั้นขอแนะนำว่าให้ตรวจสอบถึงรอยกดทับที่เท้า รอยการหมุนเวียนของเลือดที่แฉงหรือบาดแผลผิวหนังที่เกิดขึ้นใหม่ หากพบสิ่งผิดปกติ ไม่ควรสวมถุงน่องต่อ จากนั้นแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ ขอแนะนำให้ใช้ถุงน่องแบบรัดเพิ่มความดันเพื่อการรักษาตามคำอธิบายทางการแพทย์ (เฉพาะทาง) การควบคุมตรวจสอบโดยแพทย์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องทำความเข้าใจ วันที่ยาการเก็บรักษาจะประทับอยู่กับตราสัญลักษณ์นาฬิกาทรายบนบรรจุภัณฑ์ เรารับประกันผลสูงสุดสำหรับการสวมใส่เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 เดือน

อันตรายและผลข้างเคียง

หากใช้งานถุงน่องแบบรัดเพิ่มความดันเพื่อการรักษาอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดรอยบาดเจ็บที่ผิวหนังและรอยการหมุนเวียนของเส้นเลือดแดงที่ดูแย่ง

โรคหรือสภาวะที่ห้ามใช้

โรคหลอดเลือดแดงแข็งอย่างรุนแรง (กลายเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบในเวลาต่อมา) ภาวะน้ำคั่งและการหายใจลำบากที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว (ภาวะหัวใจล้มเหลว) เส้นเลือดดำอักเสบจากแบคทีเรีย (ภาวะติดเชื้อ) การกลืนของอากาศ ภาวะลิ้มเลือดในหลอดเลือดดำ (Phlegmasia coerulea dolens) อย่างฉับพลัน

โรคหรือสภาวะที่ไม่ควรใช้

บาดแผลผิวหนังที่เปียก (โรคผิวหนัง) ความเข้ากันไม่ได้กับวัสดุของถุงน่องแบบรัดเพิ่มความดัน ความผิดปกติในการรับรู้ของส่วนแขนหรือขา (ส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกาย) จากเส้นประสาทถูกทำลายหรือขาดเสียหาย (กลายเป็นโรคปลายเส้นประสาทอักเสบในเวลาต่อมา) ภาวะการอักเสบของข้อต่อ (โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์) การไหลเวียนของเส้นเลือดแดงที่ผิดปกติ การคั่งของน้ำเหลืองระดับ 2 หรือสูงกว่า

ห้ามสวมใส่ถุงน่องแบบรัดเพิ่มความดันเมื่อมีบาดแผลเปิด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจการปฏิบัติความรับผิดชอบได้
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่:
www.sigvaris.com/instructions



To watch video instructions,
please visit our website:
www.sigvaris.com/videos

SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 272 40 00, certified ISO 9001, EN ISO 13485

SIGVARIS GmbH, Dr.-Karl-Lenz-Strasse 35, 87700 Memmingen, Germany
Tel. +49 8331 757 0

SIGVARIS medizinische Kompressionsstrümpfe m.b.H., Hietzinger Hauptstrasse 22/A/2/5, 130 Wien, Austria
Tel. +43 1 877 69 12

SIGVARIS S.r.l., Via Galileo Galilei 2/2, 31057 Silea (TV), Italy
Tel. +39 800 178486

SIGVARIS SAS, z.l. Sud d'Andrézieux, Rue B. Thimonier - BP 60223,42173 Saint-Just Saint Rambert, France
Tel. +33 4 77 36 08 90, certified ISO 9001

SIGVARIS BRITAIN LTD., 1 Imperial Court, Magellan Close, Andover, SP10 5NT, Great Britain
Phone +44 1264 326 666

SIGVARIS (Australia) Pty. Ltd., 207 Victoria Street, West Melbourne VIC 3003, Australia
Phone 130 SIGVARIS (1300 744 827)

SIGVARIS AG (DMCC Branch), Unit No: AG-05-C, Silver (AG) Tower, Jumeirah Lakes Towers, Dubai – United Arab Emirates
Phone +971 4 558 6265

SIGVARIS INC., 1119 Highway 74 South - Peachtree City, GA 30269/USA
Tel. +1 770 631 1778, certified ISO 9001

SIGVARIS CORP., 4535 Dobrin road, H4R 2L8, Quebec/CDN
Tel. +1 514 336 2362

SIGVARIS DO BRASIL, Av. José Benassi, 2323, Distrito Industrial Fazgran,13213-085-Jundiá, SP/Brazil
Tel. +55 114525 5700

If you look for further distributors please consult: www.sigvaris.com



SIGVARIS is a registered trademark of SIGVARIS AG, St.Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.
© 2017 Copyright by SIGVARIS AG, St.Gallen/Switzerland