

☐ Bestellung ☐ Kostenvoranschlag

Kundenname _____

Firmenstempel/
Unterschrift:

Kunden-Nummer _____ Mitarbeiter _____

Kunden-E-Mail-Adresse _____

Kommission _____ Bestellnummer _____

Bestelldatum _____

SIGVARIS AG

Gröblistrasse 8

9014 St. Gallen

Schweiz

Freecall Tel. 0800 55 29 34

lymph-info.ch@sigvaris.com

www.sigvaris.com

Produktangaben

Oberschenkel: ☐ links ☐ rechts Grösse _____ Länge _____

Knie: Grösse _____

Arm: Grösse _____ Länge _____

Anweisungen

Bitte tragen Sie die Masse in diese Zeichnung an den vorgegebenen Stellen ein. Mit Hilfe der Grösstentabelle können Sie dann die jeweilige Grösse ermitteln und links eintragen.

Produkte

Oberschenkel- und Kniesegment:

☐ **Compreflex® Standard Thigh (Oberschenkel)**

Inklusive 1 Paar Cotton Liner (Baumwoll-Unterziehstrümpfe ohne Kompression) & Hüfthalter


1. Umfang bitte an allen in der Zeichnung angegebenen Punkten messen. Am Knie 5 cm über dem oberen Ende der Kniescheibe beginnen und die Messung bei 15 und 23 cm fortfahren. Werte auf den entsprechenden Linien E, F und G (links/rechts) eintragen.

2. Länge (L2) wird an der Aussenseite gemessen. Vom oberen Ende der Kniescheibe bis zur Gesässfalte.

☐ **Compreflex® Standard Knee (Knie)**

Umfang an allen in der Zeichnung angegebenen Punkten messen. Am Knie 5 cm über dem oberen Ende der Kniescheibe beginnen und 5 cm unter dem Fibulaköpfchen fortsetzen. Werte auf den entsprechenden Linien E und D eintragen.

Abmessungen:



Unterziehstrümpfe (Liner) (In der Oberschenkel-Versorgung befinden sich bereits 2 Unterziehstrümpfe. Weitere können einzeln nachbestellt werden.)

☐ **Oberschenkel** Menge _____ (1 Liner pro Packung) Einheitsgrösse _____

Zusätze ☐ **Accutab®-Set** (5 Stück) Grösse _____ (S, M, L, XL, XXL)

(Der Accutab® ermöglicht die Einstellung der Kompression bei Compreflex® Standard Thigh & Compreflex® Standard Knee)

Armsegment:

☐ **Compreflex® Standard Arm (Arm)**

Inklusive 1 Paar Cotton Liner (Baumwoll-Unterziehstrümpfe ohne Kompression)

Der sitzende Patient lässt seinen ausgestreckten Arm mit leicht gebeugtem Ellbogen herunterhängen und stützt die Finger auf einer horizontalen, glatten Fläche ab. Länge wird an der Aussenseite gemessen.

Unterziehstrümpfe (Liner)

(In der Arm-Versorgung befinden sich bereits 2 Unterziehstrümpfe. Weitere können einzeln nachbestellt werden.)

☐ **Arm** Menge _____ (1 Liner pro Packung)
Einheitsgrösse _____

