

Nom du patient :	Nom du contact :
------------------	------------------

Nom du compte :	N° du compte :
-----------------	----------------

N° de téléphone du compte :	N° de bon de commande :
-----------------------------	-------------------------

N° d'item : 2739-AR	Taille :	Poids :
---------------------	----------	---------

Nom et adresse d'expédition :	Date :
-------------------------------	--------

Renseignements sur le produit

Le produit comprend un Chipsleeve sur-mesure, une paire de doublures en coton, et un Oversleeve noir.

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Bras droit | Couleur : Noir |
| <input type="checkbox"/> Bras gauche | Couleur : Noir |

Important

La prise de mesures pour ce vêtement doit être très précise pour assurer un bon ajustement. Avant de commencer, veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou votre gestionnaire de territoire Sigvaris pour obtenir plus d'informations.

Fournitures nécessaires

- Cellulaire doté d'un appareil photo. Des photos du bras avec les repères de mesures doivent être envoyées par courriel à : Canadaorders@sigvaris.com
- Instructions pour les mesures et formulaires.
- Ruban à mesurer SIGVARIS GROUP et stylo pour le corps (ou crayon pour les yeux).
- Formulaire de conditions générales pour les commandes sur-mesure dûment signé (à inclure avec la commande).

Circonférence

Gauche Droite

C _____

B1 _____

B _____

A1 _____


A _____

E _____

Longueur D

Mesurer la longueur le long de la face dorsale

D _____



INSTRUCTIONS POUR LES MESURES

Le patient en position assise doit placer son bras étendu sur une surface plane, avec le coude légèrement plié et la paume de la main vers le bas.

CIRCONFÉRENCES

Mesurer la circonférence à la paume et inscrire la mesure à la ligne E.

Mesurer la circonférence au poignet et l'inscrire à la ligne A.

Indiquer la face dorsale à l'extrémité distale du ruban.

Mesurer la circonférence à l'avant-bras et l'inscrire à la ligne A1.

Mesurer la circonférence au coude et l'inscrire à la ligne B.

Mesurer la circonférence à mi-biceps et l'inscrire à la ligne B1.

Mesurer la circonférence à l'aisselle et l'inscrire à la ligne C.

Indiquer la face dorsale à l'extrémité proximale du ruban.

LONGUEUR

Mesurer la longueur à la face dorsale du repère du point A à celui du point C et l'inscrire dans la case D.