

Nom du patient :	Nom du contact :
Nom du compte :	N° du compte :
N° de téléphone du compte :	N° de bon de commande :
Taille :	Poids :
Nom et adresse d'expédition :	Date :

Renseignements sur le produit

Le produit comprend une Chipvest sur-mesure.

N° d'item Chipvest sur-mesure : **2239-VS**

Complet (bilatéral)

Côté droit (unilatéral)

Côté gauche (unilatéral)

Instructions pour les mesures

Étape 1 :

Mesurer la longueur en centimètres de la fossette suprasternale à la taille.


Étape 2 :

Mesurer les circonférences en centimètres.

Liste des mesures pour Chipvest sur-mesure

Longueur	Centimètres
L	
Circonférence	Centimètres
Aisselle	
Partie la plus large du buste	
Processus xiphoïde	
Taille	
Mi-hanche	

Attention : Le cordon de serrage contient du latex de caoutchouc naturel.



Important

La prise de mesures pour ce vêtement doit être très précise pour assurer un bon ajustement. Avant de commencer, veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou votre gestionnaire de territoire Sigvaris pour obtenir plus d'informations.

Fournitures nécessaires

- Cellulaire doté d'un appareil photo. Des photos du torse avec les repères de mesures doivent être envoyées par courriel à : **Canadaorders@sigvaris.com**
- Ruban à mesurer SIGVARIS GROUP et stylo pour le corps (ou crayon pour les yeux).
- Formulaire de conditions générales pour les commandes sur-mesure dûment signé (à inclure avec la commande).
- Instructions pour les mesures et formulaires.