

Nom du patient :	Nom du contact :	Taille :	Poids :	Date :
Nom et adresse d'expédition :	Nom du compte :	N° du compte :	N° du bon de commande :	

Renseignements sur le produit

Le produit comprend un Legassist jambe complète et une Compreboot plus pied.

<input type="checkbox"/> Jambe droite	<input type="checkbox"/> Jambe gauche	Mousse	Autre option pour le pied	En option
Taille : <input type="checkbox"/> Régulier <input type="checkbox"/> Super	Taille : <input type="checkbox"/> Régulier <input type="checkbox"/> Super	<input type="checkbox"/> Flat <input type="checkbox"/> Wavefoam	<input type="checkbox"/> Medaboot sur-mesure (frais supplémentaires)	<input type="checkbox"/> Attache à la hanche
<input type="checkbox"/> Jambe droite	<input type="checkbox"/> Jambe gauche	Mousse	Autre option pour le pied	En option
Taille : <input type="checkbox"/> Régulier <input type="checkbox"/> Super	Taille : <input type="checkbox"/> Régulier <input type="checkbox"/> Super	<input type="checkbox"/> Flat <input type="checkbox"/> Wavefoam	<input type="checkbox"/> Medaboot sur-mesure (frais supplémentaires)	<input type="checkbox"/> Attache à la hanche

Remarque : Si les plus grandes mesures de circonférence dépassent 90 cm, commander la taille super.

Circonférence circonférence

● = Repères mesurés le long de la face latérale de la jambe

Haut du vêtement

35 cm _____

30 cm _____

25 cm _____

20 cm _____

15 cm _____

10 cm _____

5 cm _____

Point Ø _____

Mi-rotule _____

Point Ø _____

5 cm _____

10 cm _____

15 cm _____

20 cm _____

25 cm _____

30 cm _____

35 cm _____

40 cm _____

Courbure de la cheville

Longueur circonférence

Latérale

A1 _____

A2 _____

Médiale

B1 _____

B2 _____

Postérieure

C1 _____

C2 _____

Antérieure

D1 _____

D2 _____

Genou

E _____

Mesures du pied

I _____

J _____

K _____

M _____

Important

La prise de mesures pour ce vêtement doit être très précise pour assurer un bon ajustement. Avant de commencer, veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou votre gestionnaire de territoire Sigvaris pour obtenir plus d'informations.

Fournitures nécessaires

- Cellulaire doté d'un appareil photo. Des photos du mollet et pied (si applicable) avec les repères de mesures doivent être envoyées par courriel à : **Canadaorders@sigvaris.com**
- Ruban à mesurer SIGVARIS GROUP et stylo pour le corps (ou crayon pour les yeux).
- Formulaire de conditions générales pour les commandes sur-mesure dûment signé (à inclure avec la commande).
- Instructions pour les mesures et formulaires.

INSTRUCTIONS

Toutes les mesures doivent être prises en centimètres. Pour maintenir le ruban à mesurer en place, appliquer une légère tension.

ÉTAPE 1 : Localiser les repères

1. Encercler la jambe en plaçant le bord supérieur du ruban à mesurer au bas de la rotule. Marquer la jambe sur ce bord du ruban à mesurer sur les faces antérieure, latérale, postérieure et médiale, et inscrire la circonférence sur la ligne « Bas de la rotule » (point Ø).
2. Encercler la jambe avec le bord inférieur du ruban à mesurer en l'alignant avec la courbure de la cheville. Marquer la jambe sur ce bord du ruban sur les faces antérieure, latérale, postérieure et médiale, et inscrire la circonférence sur la ligne « Courbure de la cheville ».
3. Encercler la jambe avec le bord inférieur du ruban à mesurer en l'alignant avec le haut de la rotule. Marquer la jambe sur ce bord du ruban à mesurer sur les faces antérieure, latérale, postérieure et médiale, et inscrire la circonférence sur la ligne « Haut de la rotule ».
4. On peut choisir de terminer le vêtement de manière circonférentielle au niveau du pli fessier, ou de l'étendre de manière proximale sur la face latérale de la cuisse jusqu'au grand trochanter. Marquer la position désirée pour le haut du vêtement le long de la partie médiale de la cuisse, à au moins 4 cm de l'aîne. Marquer ensuite la position souhaitée pour le haut du vêtement le long de la partie latérale de la cuisse, entre le niveau du pli fessier et le grand trochanter latéral. Encercler la jambe avec le bord proximal du ruban à mesurer placé juste en dessous des repères, tracer une ligne autour de la jambe le long du bord supérieur du ruban avec le stylo pour corps, et inscrire la circonférence au-dessus de la ligne du vêtement.

ÉTAPE 2 : Localiser les positions de mesure pour la circonférence

1. En partant du « 0 » du ruban à mesurer au repère sur la face latérale de la base de la rotule (point Ø), marquer la jambe par incréments de 5 cm jusqu'au repère sur la face latérale de la courbure de la cheville.
2. Répéter l'étape 1, mais cette fois, à partir du haut de la rotule (point Ø) jusqu'à la face latérale du haut du vêtement.

ÉTAPE 3 : Mesurer les longueurs**Longueurs latérales (A1) :**

Mesurer la partie supérieure de la jambe, depuis le repère sur la face latérale du haut de la rotule, jusqu'au repère sur la face latérale du haut du vêtement. Inscrive la longueur sur la ligne A1.

Longueurs médiales (B1)

Mesurer la partie supérieure de la jambe, depuis le repère sur la face médiale du haut de la rotule, jusqu'au repère sur la face médiale du haut du vêtement. Inscrive la longueur sur la ligne B1.

Longueurs postérieures (C1)

Mesurer la partie supérieure de la jambe, depuis le repère sur la face postérieure du haut de la rotule, jusqu'au repère sur la face postérieure du haut du vêtement. Inscrive la longueur sur la ligne C1.

Longueurs antérieures (D1)

Mesurer la partie supérieure de la jambe, depuis le repère sur la face antérieure du haut de la rotule, jusqu'au repère sur la face antérieure du haut du vêtement. Inscrive la longueur sur la ligne D2.

Longueurs latérales (A2) :

Mesurer la partie inférieure de la jambe, depuis le repère sur la face latérale du bas de la rotule, jusqu'au repère sur la face latérale de la courbure de la cheville. Inscire la longueur sur la ligne A2.

Longueurs médiales (B2)

Mesurer la partie inférieure de la jambe, depuis le repère sur la face médiale du bas de la rotule, jusqu'au repère sur la face médiale de la courbure de la cheville. Inscire la longueur sur la ligne B2.

Longueurs postérieures (C2)

Mesurer la partie inférieure de la jambe, depuis le repère sur la face postérieure du bas de la rotule, jusqu'au repère sur la face postérieure de la courbure de la cheville. Inscire la longueur sur la ligne C2.

Longueurs antérieures (D2)

Mesurer la partie inférieure de la jambe, depuis le repère sur la face antérieure du bas de la rotule, jusqu'au repère sur la face antérieure de la courbure de la cheville. Inscire la longueur sur la ligne D2.

Espace pour le genou

Mesurer la jambe, depuis le repère sur la face latérale du haut de la rotule, jusqu'au repère sur la face latérale du bas de la rotule. Inscire la longueur sur la ligne E.

ÉTAPE 4 : Mesurer et inscrire les circonférences

Supérieure : Encercler la jambe avec le ruban à mesurer à chaque repère situé sur la face latérale entre le haut de la rotule et le haut du vêtement, et inscrire chaque circonférence sur la ligne correspondante.

Genou : Encercler la jambe avec le ruban à mesurer à mi-rotule et inscrire chaque circonférence sur la ligne correspondante.

Inférieure : Encercler la jambe avec le ruban à mesurer à chaque repère situé sur la face latérale entre le bas de la rotule et la courbure de la cheville, et inscrire chaque circonférence sur la ligne correspondante.

ÉTAPE 5 : Mesurer le pied

1. Mesurer le pied du talon à la première tête métatarsienne (ou la longueur de botte désirée) et inscrire la longueur sur la ligne K.
2. Mesurer le dessus du pied de la troisième tête métatarsienne à la courbure de la cheville et inscrire la longueur sur la ligne M.
3. Encercler le cou-de-pied et la pointe du talon avec un ruban à mesurer et inscrire la circonférence sur la ligne I.
4. Encercler le pied au niveau des têtes métatarsiennes et inscrire la circonférence sur la ligne J.

Attache à la hanche (en option)

1. Mesurer de la face latérale du pli fessier à la face latérale de la hanche à l'endroit voulu pour le bas de la ceinture, et inscrire la longueur sur la ligne H.
2. Mesurer la circonférence du torse à l'endroit voulu pour le bas de la ceinture, et inscrire la circonférence sur la ligne G.

PRENDRE DES PHOTOS NUMÉRIQUES (REQUISES) APRÈS AVOIR INSCRIT LES REPÈRES DES MESURES.

Envoyer par courriel à : Canadaorders@sigvaris.com.

Remarques : Legassist jambe complète est disponible en :

7099-TH Flat Foam, 7199-TH Wavefoam, 7299-TH Super Flatfoam, 7399-TH Super Wavefoam; TH avec attache à la hanche est disponible en 7099-TA Flatfoam, 7199-TA Wavefoam, 7299-TA Super Flatfoam, 7399-TA Super Wavefoam (inclut la Medaboot sur-mesure 7099-MB)