

Nom du patient :	Nom du contact :
Nom du compte :	N° du compte :
N° de téléphone du compte :	N° de bon de commande :
Nom et adresse d'expédition :	Date :

Renseignements sur le produit

Le produit comprend un Medaform jambe complète, une Compreboot® plus pied et une paire de doublures en coton. Indiquer la taille de la Compreboot plus pied requise.

Jambe droite Taille : N° d'item :

Couleur : Bleu et noir Longueur : Quantité :

Pied droit Taille : N° d'item :

Couleur : Noir Longueur : Quantité :

Jambe gauche Taille : N° d'item :

Couleur : Bleu et noir Longueur : Quantité :

Pied gauche Taille : N° d'item :

Couleur : Noir Longueur : Quantité :

Remarque : Doublure et autres options Compreboot disponibles; chaque item est vendu séparément.

Tableau des tailles pour Compreboot plus pied (I, J, K) (Uniquement disponible en noir)


	Petit		Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28 à 36 cm	28 à 34 cm	≤ 39 cm	≤ 39 cm	≤ 44 cm	≤ 44 cm
J	22 à 26 cm	22 à 25 cm	≤ 30 cm	≤ 28 cm	≤ 33 cm	≤ 33 cm
K	14 à 18 cm	19 à 23 cm	18 à 20 cm	23 à 25 cm	20 à 22 cm	25 à 27 cm
Noir	1801-BPR	1801-BPL	1803-BPR	1803-BPL	1805-BPR	1805-BPL

Circonférence

	Gauche	Droite
F	_____	_____
E	_____	_____
D	_____	_____
C1	_____	_____
C	_____	_____
B	_____	_____
A	_____	_____
I	_____	_____
J	_____	_____
H	_____	_____
K	_____	_____

Longueur H

Court : 61 à 70,9 cm
Régulier : 71 à 80,9 cm
Grand : 81 à 91 cm



Instructions de mesure pour le pied :

I : Mesurer la circonférence de l'articulation de la cheville et du talon

J : Mesurer la circonférence au niveau des têtes métatarsiennes

K : Mesurer la longueur de la partie médiale (interne) du pied, du talon à la première tête métatarsienne

Tableau des tailles pour Medaform jambe complète (A-F) (Uniquement disponible en bleu et noir)

	Petit	Petit max	Moyen	Moyen max	Grand	Grand max	Très grand
F	48 à 58 cm	56 à 66 cm	56 à 66 cm	64 à 74 cm	64 à 74 cm	74 à 84 cm	74 à 84 cm
E	43 à 53 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	58 à 68 cm	58 à 68 cm	68 à 78 cm	68 à 78 cm
D	38 à 48 cm	46 à 56 cm	46 à 56 cm	53 à 63 cm	53 à 63 cm	63 à 73 cm	63 à 73 cm
C1	32 à 42 cm		37 à 47 cm		42 à 52 cm		51 à 61 cm
C	29 à 39 cm		34 à 44 cm		39 à 49 cm		48 à 58 cm
B	24 à 34 cm		29 à 39 cm		33 à 43 cm		41 à 51 cm
A	20 à 29 cm		21 à 30 cm		25 à 36 cm		32 à 42 cm

Bleu et Noir

		Bleu et Noir						
		Court	Régulier	Grand	Court	Régulier	Grand	Court
Gauche	Court	1201-THS-L	1201-TMS-L	1202-THS-L	1202-TMS-L	1203-THS-L	1203-TMS-L	1204-THS-L
	Régulier	1201-THR-L	1201-TMR-L	1202-THR-L	1202-TMR-L	1203-THR-L	1203-TMR-L	1204-THR-L
	Grand	1201-THT-L	1201-TMT-L	1202-THT-L	1202-TMT-L	1203-THT-L	1203-TMT-L	1204-THT-L
Droite	Court	1201-THS-R	1201-TMS-R	1202-THS-R	1202-TMS-R	1203-THS-R	1203-TMS-R	1204-THS-R
	Régulier	1201-THR-R	1201-TMR-R	1202-THR-R	1202-TMR-R	1203-THR-R	1203-TMR-R	1204-THR-R
	Grand	1201-THT-R	1201-TMT-R	1202-THT-R	1202-TMT-R	1203-THT-R	1203-TMT-R	1204-THT-R