

Nom du patient :	Nom du contact :
Nom du compte :	N° du compte :
N° de téléphone du compte :	N° de bon de commande :
Nom et adresse d'expédition :	Date :

## Renseignements sur le produit

Le produit comprend un vêtement Comprefit standard mollet, une doublure en mousse Flat Foam, une Compreboot® standard pied et une paire de doublures de base. La taille de la Compreboot standard pied incluse correspond à la taille du Comprefit standard mollet sélectionné. **Remarque :** Si la Compreboot est requise dans une taille différente, sélectionner le Comprefit plus mollet avec un produit distinct pour le pied.

<input type="checkbox"/> Mollet droit	Taille :	N° d'item :
Couleur : Noir	Longueur :	Quantité :
<input type="checkbox"/> Mollet gauche	Taille :	N° d'item :
Couleur : Noir	Longueur :	Quantité :
<input type="checkbox"/> Rallonge de courroie Comprefit	N° d'item :	
Couleur : Noir	Quantité :	

**Remarque :** Doublure et autres options Compreboot disponibles; chaque item est vendu séparément.

## Tableau des tailles pour Compreboot standard pied (I, J, K)

	Petit		Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28 à 36 cm	28 à 36 cm	≤39 cm	≤39 cm	≤44 cm	≤44 cm
J	22 à 26 cm	22 à 26 cm	≤30 cm	≤30 cm	≤33 cm	≤33 cm
K	14 à 18 cm	19 à 23 cm	18 à 20 cm	23 à 25 cm	20 à 22 cm	25 à 27 cm
<b>Noir</b>	1801-BTR	1801-BTL	1803-BTR	1803-BTL	1805-BTR	1805-BTL

## Tableau pour rallonges de courroie Comprefit

	1 courroie	10 courroies
<b>Noir</b>	1100-SE1	1100-SEB


## Circonférence

	Gauche	Droite
C1	_____	_____
C	_____	_____
B	_____	_____
A	_____	_____
I	_____	_____
J	_____	_____

## Longueur G

Régulier : 30 à 35,9 cm  
Grand : 36 à 42 cm

G	_____
K	_____



## Instructions de mesure pour le pied :

- I :** Mesurer la circonférence de l'articulation de la cheville et du talon
- J :** Mesurer la circonférence au niveau des têtes métatarsiennes
- K :** Mesurer la longueur de la partie médiale (interne) du pied, du talon à la première tête métatarsienne

## Tableau des tailles pour Comprefit standard mollet régulier (A-C1)

	Petit	Moyen	Grand	Très grand	Très très grand
	C1	24 à 34 cm	29 à 39 cm	34 à 44 cm	43 à 53 cm
C	24 à 34 cm	29 à 39 cm	34 à 44 cm	43 à 53 cm	50 à 60 cm
B	19 à 29 cm	24 à 34 cm	28 à 38 cm	36 à 46 cm	39 à 50 cm
A	15 à 24 cm	16 à 25 cm	20 à 31 cm	27 à 37 cm	28 à 38 cm
<b>Noir</b>	1101-BPR	1102-BPR	1103-BPR	1104-BPR	1105-BPR

## Tableau des tailles pour Comprefit standard mollet grand (A-C1)

	Petit grand	Moyen grand	Grand grand	Très grand grand	Très très grand grand
	C1	24 à 34 cm	29 à 39 cm	34 à 44 cm	43 à 53 cm
C	21 à 31 cm	26 à 36 cm	30 à 40 cm	39 à 49 cm	45 à 55 cm
B	16 à 26 cm	20 à 30 cm	25 à 35 cm	31 à 41 cm	35 à 45 cm
A	15 à 24 cm	16 à 25 cm	20 à 31 cm	27 à 37 cm	28 à 38 cm
<b>Noir</b>	1101-BPT	1102-BPT	1103-BPT	1104-BPT	1105-BPT