

Nom du patient :	Nom du contact :
Nom du compte :	N° du compte :
N° de téléphone du compte :	N° de bon de commande :
Nom et adresse d'expédition :	Date :

### Renseignements sur le produit

Le produit comprend un vêtement Comprefit standard mollet, une Compreboot® standard pied et une paire de doublures de base. La taille de la Compreboot standard pied incluse correspond à la taille du Comprefit standard mollet sélectionné. **Remarque :** Si la Compreboot est requise dans une taille différente, sélectionner le Comprefit standard mollet avec un produit distinct pour le pied.

<input type="checkbox"/> Mollet droit	Taille :	N° d'item :
Couleur : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige	Longueur :	Quantité :
<input type="checkbox"/> Mollet gauche	Taille :	N° d'item :
Couleur : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige	Longueur :	Quantité :

### Produits complémentaires (vendus séparément)

<input type="checkbox"/> Rallonge de courroie Comprefit	N° d'item :
Couleur : <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Beige	Quantité :

**Remarque :** Doublure et autres options Compreboot disponibles; chaque item est vendu séparément.

### Tableau des tailles pour Compreboot standard pied (I, J, K)

	Petit		Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28 à 36 cm	28 à 36 cm	≤39 cm	≤39 cm	≤44 cm	≤44 cm
J	22 à 26 cm	22 à 26 cm	≤30 cm	≤30 cm	≤33 cm	≤33 cm
K	14 à 18 cm	19 à 23 cm	18 à 20 cm	23 à 25 cm	20 à 22 cm	25 à 27 cm
<b>Noir</b>	1801-BTR	1801-BTL	1803-BTR	1803-BTL	1805-BTR	1805-BTL
<b>Beige</b>	1811-BTR	1811-BTL	1813-BTR	1813-BTL	1815-BTR	1815-BTL

### Tableau pour rallonges de courroie Comprefit

	1 courroie	10 courroies
<b>Noir</b>	1100-SE1	1100-SEB
	1110-SE1	1110-SEB


### Circonférence

	Gauche	Droite
C1	_____	_____
C	_____	_____
B	_____	_____
A	_____	_____
I	_____	_____
J	_____	_____

### Longueur G

Régulier : 30 à 33,9 cm  
Grand : 34 à 42 cm

G	_____	_____
K	_____	_____



### Instructions de mesure pour le pied :

- I :** Mesurer la circonférence de l'articulation de la cheville et du talon
- J :** Mesurer la circonférence au niveau des têtes métatarsiennes
- K :** Mesurer la longueur de la partie médiale (interne) du pied, du talon à la première tête métatarsienne

### Tableau des tailles pour Comprefit standard mollet régulier (A-C1)

Régulier		Petit	Moyen	Grand	Très grand	Très très grand
	C1	29 à 39 cm	34 à 44 cm	39 à 49 cm	48 à 58 cm	55 à 65 cm
C	29 à 39 cm	34 à 44 cm	39 à 49 cm	48 à 58 cm	55 à 65 cm	
B	24 à 34 cm	29 à 39 cm	33 à 43 cm	41 à 51 cm	44 à 55 cm	
A	20 à 29 cm	21 à 30 cm	25 à 36 cm	32 à 42 cm	33 à 43 cm	
<b>Noir</b>		1101-BKR	1102-BKR	1103-BKR	1104-BKR	1105-BKR
<b>Beige</b>		1111-BKR	1112-BKR	1113-BKR	1114-BKR	1115-BKR

### Tableau des tailles pour Comprefit standard mollet grand (A-C1)

Grand		Petit grand	Moyen grand	Grand grand	Très grand	Très très grand
	C1	29 à 39 cm	34 à 44 cm	39 à 49 cm	48 à 58 cm	55 à 65 cm
C	26 à 36 cm	31 à 41 cm	35 à 45 cm	44 à 54 cm	50 à 60 cm	
B	21 à 31 cm	25 à 35 cm	30 à 40 cm	36 à 46 cm	40 à 50 cm	
A	20 à 29 cm	21 à 30 cm	25 à 36 cm	32 à 42 cm	33 à 43 cm	
<b>Noir</b>		1101-BKT	1102-BKT	1103-BKT	1104-BKT	1105-BKT
<b>Beige</b>		1111-BKT	1112-BKT	1113-BKT	1114-BKT	1115-BKT