

Nom du patient :	Nom du contact :
Nom du compte :	N° du compte :
N° de téléphone du compte :	N° de bon de commande :
Nom et adresse d'expédition :	Date :

Renseignements sur le produit

Le produit comprend un Compreflex Reduce mollet et une paire de doublures en coton.

Mollet droit Taille : _____ N° d'item : _____

Couleur : Noir Beige Longueur : _____ Quantité : _____

Mollet gauche Taille : _____ N° d'item : _____

Couleur : Noir Beige Longueur : _____ Quantité : _____

Produits complémentaires (vendus séparément)

Compreflex Reduce pied Couleur : Noir Beige

Taille : _____ N° d'item : _____ Quantité : _____

Remarque : Options Compreboot® disponibles; chaque item est vendu séparément.

Instructions de mesure

Compreflex Reduce mollet :

Mesurer les circonférences aux endroits indiqués, en commençant 5 cm au-dessus de la malléole latérale (os externe de la cheville), en continuant jusqu'à 25 cm. Inscire les mesures aux lignes correspondantes A et C (gauche/droite). Mesurer la longueur de la malléole externe (os externe de la cheville) à la face latérale de la tête fibulaire et indiquer la mesure dans la case G.

Circonférence

Gauche Droite

C1 _____

C _____

B _____

A _____

I _____


J _____

Longueur G

Régulier : 30 à 33,9 cm
Grand : 34 à 42 cm

G _____

K _____



Instructions de mesure pour le pied :

- I :** Mesurer la circonférence de l'articulation de la cheville et du talon
- J :** Mesurer la circonférence au niveau des têtes métatarsiennes
- K :** Mesurer la longueur de la partie **médiale** (interne) du pied, du talon à la première tête métatarsienne

Tableau des tailles pour Compreflex Reduce mollet (A-C)

	Intervalle 1	Intervalle 3
C	< 65 cm	< 90 cm
A	< 55 cm	< 75 cm

Noir

Régulier	2401-BKR	2403-BKR
Grand	2401-BKT	2403-BKT

Beige

Régulier	2411-BKR	2413-BKR
Grand	2411-BKT	2413-BKT

Tableau des tailles pour Compreflex Reduce pied (I, J, K)

	Intervalle 1	Intervalle 3
I	30 à 44 cm	39 à 54 cm
J	24 à 33 cm	30 à 43 cm
K	16 à 25 cm	20 à 27 cm

Noir

Régulier	2801-BTL	2803-BTL
Grand	2811-BTL	2813-BTL

Beige

Régulier	2811-BTL	2813-BTL
Grand	2811-BTL	2813-BTL