

Nom du patient :	Nom du contact :
Nom du compte :	N° du compte :
N° de téléphone du compte :	N° de bon de commande :
Nom et adresse d'expédition :	Date :

### Circonférence


Gauche Droite

I \_\_\_\_\_

J \_\_\_\_\_

### Longueur

K \_\_\_\_\_



### Instructions de mesure pour le pied :

- I :** Mesurer la circonférence de l'articulation de la cheville et du talon
- J :** Mesurer la circonférence au niveau des têtes métatarsiennes
- K :** Mesurer la longueur de la partie **médiale** (interne) du pied, du talon à la première tête métatarsienne

### Renseignements sur le produit

Le produit inclut un Compreflex Reduce pied.

Pied droit Taille : \_\_\_\_\_ N° d'item : \_\_\_\_\_

Couleur :  Noir  Beige Quantité : \_\_\_\_\_

Pied gauche Taille : \_\_\_\_\_ N° d'item : \_\_\_\_\_

Couleur :  Noir  Beige Quantité : \_\_\_\_\_

**Remarque :** Options Compreflex Reduce Mollet disponibles; chaque item est vendu séparément.

### Tableau des tailles pour Compreflex Reduce pied (I, J, K)

	Intervalle 1	Intervalle 3
I	30 à 44 cm	39 à 54 cm
J	24 à 33 cm	30 à 43 cm
K	16 à 25 cm	20 à 27 cm
<b>Noir</b>	2801-BTL	2803-BTL
<b>Beige</b>	2811-BTL	2813-BTL