

Nom du patient :	Nom du contact :
Nom du compte :	N° du compte :
N° de téléphone du compte :	N° de bon de commande :
Taille :	Poids :
Nom et adresse d'expédition :	Date :

### Renseignements sur le produit

Le produit comprend une Medaboot.

- |                                      |                |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Pied droit  | Couleur : Noir | Quantité : |
| <input type="checkbox"/> Pied gauche | Couleur : Noir | Quantité : |

### Important

La prise de mesures pour ce vêtement doit être très précise pour assurer un bon ajustement. Avant de commencer, veuillez communiquer avec, le service à la clientèle ou votre gestionnaire de territoire Sigvaris pour obtenir plus d'informations.

### Fournitures nécessaires

- Cellulaire doté d'un appareil photo. Des photos du pied avec les repères de mesures doivent être envoyées par courriel à : **Canadaorders@sigvaris.com**
- Instructions pour les mesures et formulaires.
- Ruban à mesurer SIGVARIS GROUP et stylo pour le corps (ou crayon pour les yeux).
- Formulaire de conditions générales pour les commandes sur-mesure dûment signé (à inclure avec la commande).

### Circonférence

Gauche Droite

I \_\_\_\_\_

J \_\_\_\_\_


L \_\_\_\_\_

### Longueur

Gauche Droite

K \_\_\_\_\_

M \_\_\_\_\_



### INSTRUCTIONS POUR LES MESURES

Toutes les mesures doivent être prises en centimètres. Pour maintenir le ruban à mesurer en place, appliquer une légère tension.

### MESURER LE PIED

- Mesurer la face médiale du talon à la première tête métatarsienne (ou la longueur de botte désirée) et inscrire la longueur sur la ligne K.
- Mesurer le dessus du pied de la troisième tête métatarsienne au cou-de-pied et inscrire la longueur sur la ligne M.
- Encercler le cou-de-pied et le talon avec un ruban à mesurer et inscrire la circonférence sur la ligne I.
- Encercler le pied au niveau des têtes métatarsiennes et inscrire la circonférence sur la ligne J.
- Mesurer la circonférence de la cheville et l'inscrire sur la ligne L.