

Nom du patient :	Nom du contact :
Nom du compte :	N° du compte :
N° de téléphone du compte :	N° de bon de commande :
Nom et adresse d'expédition :	Date :

### Circonférence


Gauche Droite

I \_\_\_\_\_

J \_\_\_\_\_

### Longueur

K \_\_\_\_\_



### Instructions de mesure pour le pied :

- I :** Mesurer la circonférence de l'articulation de la cheville et du talon
- J :** Mesurer la circonférence au niveau des têtes métatarsiennes
- K :** Mesurer la longueur de la partie **médiale** (interne) du pied, du talon à la première tête métatarsienne

### Renseignements sur le produit

Compreboot® lite pied  Droite  Gauche  
Couleur : Noir Taille : N° d'item : Quantité :

Compreboot standard pied  Droite  Gauche  
Couleur :  Noir  Beige Taille : N° d'item : Quantité :

Compreboot plus pied  Droite  Gauche  
Couleur : Noir Taille : N° d'item : Quantité :

Coolflex standard pied  Droite  Gauche  
Couleur : Noir Taille : N° d'item : Quantité :

### Tableau des tailles pour Compreboot lite pied (I, J, K) (uniquement disponible en noir)

	Petit / Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28 à 36 cm	28 à 36 cm	≤44 cm	≤44 cm
J	22 à 26 cm	22 à 26 cm	≤33 cm	≤33 cm
K	14 à 18 cm	19 à 23 cm	20 à 22 cm	25 à 27 cm
<b>Noir</b>	1803-BLR	1803-BLL	1805-BLR	1805-BLL

### Tableau des tailles pour Coolflex standard pied (I, J, K) (Uniquement disponible en noir)

	Petit		Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28 à 39 cm	N/A	30 à 34 cm	N/A	34 à 49 cm	N/A
J	22 à 26 cm	N/A	25 à 30 cm	N/A	28 à 33 cm	N/A
K	14 à 18 cm	19 à 21 cm	18 à 20 cm	20 à 22 cm	20 à 22 cm	23 à 25 cm
<b>Noir</b>						
<b>Droite</b>	2101-BTR-R	2101-BTL-R	2103-BTR-R	2103-BTL-R	2105-BTR-R	2105-BTL-R
<b>Gauche</b>	2101-BTR-L	2101-BTL-L	2103-BTR-L	2103-BTL-L	2105-BTR-L	2105-BTL-L

### Tableau des tailles pour Compreboot standard pied (I, J, K)

	Petit		Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28 à 36 cm	28 à 36 cm	≤39 cm	≤39 cm	≤44 cm	≤44 cm
J	22 à 26 cm	22 à 26 cm	≤30 cm	≤30 cm	≤33 cm	≤33 cm
K	14 à 18 cm	19 à 23 cm	18 à 20 cm	23 à 25 cm	20 à 22 cm	25 à 27 cm
<b>Noir</b>	1801-BTR	1801-BTL	1803-BTR	1803-BTL	1805-BTR	1805-BTL
<b>Beige</b>	1811-BTR	1811-BTL	1813-BTR	1813-BTL	1815-BTR	1815-BTL

### Tableau des tailles pour Compreboot plus pied (I, J, K) (uniquement disponible en noir)

	Petit		Moyen / Grand		Très grand / Très très grand	
	Régulier	Long	Régulier	Long	Régulier	Long
I	28 à 36 cm	28 à 34 cm	≤ 39 cm	≤ 39 cm	≤ 44 cm	≤ 44 cm
J	22 à 26 cm	22 à 25 cm	≤ 30 cm	≤ 28 cm	≤ 33 cm	≤ 33 cm
K	14 à 18 cm	19 à 23 cm	18 à 20 cm	23 à 25 cm	20 à 22 cm	25 à 27 cm
<b>Noir</b>	1801-BPR	1801-BPL	1803-BPR	1803-BPL	1805-BPR	1805-BPL