

# Formulaire d'aide à la commande

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ



## Coolflex Standard Calf

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE POUR LA JAMBE

Date : .....

N° client : .....

Nom client : .....

N° tél. : .....

N° fax. : .....

Email : .....

Nom patient : .....

Femme  Homme

Âge : .....

Poids : .....

Taille : .....

1<sup>ère</sup> prescription

Renouvellement

N° renouvellement : .....

### Taille

Small  Small +  Medium/Large  Medium/Large +


XLarge/XXLarge

### Longueur

Normal  Long

Quantité : .....

## Prise de mesures (à compléter)



Les chiffres (5, 15, 25, 30) indiquent la hauteur (en cm) par rapport au point Ø) à laquelle prendre la mesure de circonférence

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

Circonférences		SMALL	SMALL +	MEDIUM/LARGE	MEDIUM/LARGE +	XLARGE/XXLARGE					
	C1		29-39	35-50	34-50	45-64	45-64				
C		28-39	35-50	34-50	45-64	45-64					
B		23-33	27-38	29-43	35-49	37-54					
A		16-26	16-26	23-33	23-33	30-42					
Longueur		NORMAL	LONG	NORMAL	LONG	NORMAL	LONG	NORMAL	LONG	NORMAL	LONG
	G	30-33,9	34-42	30-33,9	34-42	30-33,9	34-42	30-33,9	34-42	30-33,9	34-42

Code du produit correspondant : .....

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale

Pour nous contacter :

E-mail :

[lymphologie@sigvaris.com](mailto:lymphologie@sigvaris.com)

Téléphone :

0 969 395 466

APPEL NON SURTAXE

Les dispositifs de compression ajustables pour les membres supérieurs et inférieurs et les dispositifs de capitonnage Sigvaris sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies lymphatiques. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui exercent une pression qui améliore le retour lymphatique, réduisant ainsi l'œdème. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Avril 2021. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, SIGVARIS GROUP and their products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

SIGVARIS  
GROUP