

20-36
mmHg

PHASE DE MAINTIEN

DIURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- LYMPHŒDÈME DU MEMBRE INFÉRIEUR
- ŒDÈME DE LA JAMBE
- ŒDÈME DU PIED

CONFORTABLE

- Texture douce* du coton
- Finition produits optimisés : talon renforcé et pointe extra plate
- Sans couture

PERSONNALISABLE

- Adaptable à la morphologie
- Étiquettes nominatives
- Distinction jambes gauche/droite
- 2 bandes auto-fixantes en option pour le modèle Homme

*COMPOSITION

52% Polyamide - 34% Elasthane
14% Coton

COLORIS

■ Beige ■ Noir

Fiche de prise de mesures et informations détaillées à télécharger sur www.sigvaris.com

COTON 3 SUR MESURE



DISPOSITIF DE COMPRESSION MÉDICALE
SUR-MESURE CIRCULAIRE DE CLASSE 3
POUR LA JAMBE

CHAUSSETTES

BAS AUTO-FIXANTS



PIED FERMÉ

PIED OUVERT

PIED FERMÉ

PIED OUVERT

BAS CUISSE



PIED FERMÉ


PIED OUVERT



UTILISATION POSSIBLE AVEC
LES SOLUTIONS AJUSTABLES ET COMBINABLES
DE L'OFFRE Sigvaris Lymphologie

* Bonne tolérance cutanée chez 90% des volontaires
Étude CERT, CHU Saint-Jacques de Besançon
auprès de 30 personnes - 2008.

PRISE DE MESURES



(1) MINI MAXI POUR MODÈLES CIRCULAIRES SANS COUTURE

cG	37 / 100 cm
cF	34 / 100 cm
cE	28 / 77 cm
cD	21 / 59 cm
cC	18 / 60 cm
cB	18 / 56 cm
cB	15 / 39 cm
cY	17 / 52 cm
cA	15 / 39 cm

RENSEIGNEMENTS, DEVIS ET COMMANDES

E-mail : lymphologie@sigvaris.com

N°Cristal 0 969 395 466

APPEL NON SURTAXE

Consultez les contre-indications de ce produit en page 12.