

Advance

MANCHON DE COMPRESSION MÉDICALE
AVEC ET SANS MITAINE

PHASES DE MAINTIEN

DIURNE


STADES

1 ET 2 : CLASSE 2

2 ET 3 : CLASSE 3

INDICATIONS

■ Lymphoedème
du membre supérieur



CLASSE 2
15-20
mmHg

CLASSE 3
20-36
mmHg



CONFORTABLE

■ Bande auto-fixante souple :
bande Oxinnov*

PERSONNALISABLE

- Système de taillage adapté
à la morphologie
3 tailles possibles (f -, f, f +)
pour un même tour de poignet
- Association possible avec d'autres
produits pour ajuster le niveau
de pression

COMPOSITION

Elasthanne 22%
Polyamide 50%
Micro-modal 28%

RETOUCHES POSSIBLES



Remplacement bande
auto-fixante
par revers sans silicone



Raccourcir
la longueur

RENSEIGNEMENTS
SUR LES RETOUCHES
DISPONIBLES

E-mail : lymphologie@sigvaris.com

► N°Cristal 0 969 395 466

APPEL NON SURTAXE

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

	a	c	f -	f	f +
S	17-21 cm	14-16 cm	25-29 cm	29-33 cm	33-37 cm
M	18-22 cm	16-18 cm	26-30 cm	30-34 cm	34-38 cm
L	19,23 cm	18-20 cm	27-31 cm	31-35 cm	35-39 cm
XL	20-24 cm	20-22 cm	30-34 cm	34-38 cm	38-42 cm

	NORMAL	LONG
LONGUEUR C-G	< 43 cm	> 43 cm

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour
garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale

* Bande en silicone grille

** Doux : 6,8/10 - Analyse sensorielle tactile réalisée par un panel interne de
13 experts - Mars 2018.



Fiche de prise de mesures
et informations détaillées
à télécharger sur
www.sigvaris.com

CLASSE
2

		COLORIS	LONGUEUR	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE
 SANS MITAINE	MANCHON -	Naturel	Normal	3611610028956	3611610028963	3611610028970	3611610028987
		Naturel	Long	3611610028994	3611610029007	3611610029014	3611610029021
	MANCHON STANDARD	Naturel	Normal	3611610028796	3611610028802	3611610028819	3611610028826
		Naturel	Long	3611610028833	3611610028840	3611610028857	3611610028864
	MANCHON +	Naturel	Normal	3611610029113	3611610029120	3611610029137	3611610029144
		Naturel	Long	3611610029151	3611610029168	3611610029175	3611610029182
 AVEC MITAINE	MANCHON -	Naturel	Normal	3611610031475	3611610031482	3611610031499	3611610031505
		Naturel	Long	3611610031512	3611610031529	3611610031536	3611610031543
	MANCHON STANDARD	Naturel	Normal	3611610031314	3611610031321	3611610031338	3611610031345
		Naturel	Long	3611610031352	3611610031369	3611610031376	3611610031383
	MANCHON +	Naturel	Normal	3611610031635	3611610031642	3611610031659	3611610031666
		Naturel	Long	3611610031673	3611610031680	3611610031697	3611610031703

CLASSE
3

		COLORIS	LONGUEUR	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE
 SANS MITAINE	MANCHON -	Naturel	Normal	3611610029434	3611610029441	3611610029458	3611610029465
		Naturel	Long	3611610029472	3611610029489	3611610029496	3611610029502
	MANCHON STANDARD	Naturel	Normal	3611610029274	3611610029281	3611610029298	3611610029304
		Naturel	Long	3611610029311	3611610029328	3611610029335	3611610029342
	MANCHON +	Naturel	Normal	3611610029595	3611610029601	3611610029618	3611610029625
		Naturel	Long	3611610029632	3611610029649	3611610029656	3611610029663
 AVEC MITAINE	MANCHON -	Naturel	Normal	3611610031956	3611610031963	3611610031970	3611610031987
		Naturel	Long	3611610031994	3611610032007	3611610032014	3611610032021
	MANCHON STANDARD	Naturel	Normal	3611610031796	3611610031802	3611610031819	3611610031826
		Naturel	Long	3611610031833	3611610031840	3611610031857	3611610031864
	MANCHON +	Naturel	Normal	3611610032113	3611610032120	3611610032137	3611610032144
		Naturel	Long	3611610032151	3611610032168	3611610032175	3611610032182