

Coton 3 Adapté aux mesures

DISPOSITIF DE COMPRESSION MÉDICALE CIRCULAIRE ADAPTÉ
AUX MESURES DE CLASSE 3


PHASES DE MAINTIEN

DIURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- Lymphœdème du membre inférieur
- Œdème de la jambe
- Œdème du pied



20-36
mmHg




ADAPTÉ AUX
MESURES



BANDE
AUTO-FIXANTE
SENSINNOV®

Chaussettes



PIED FERMÉ PIED OUVERT

Bas auto-fixants



PIED FERMÉ PIED OUVERT

Bas Cuisse



PIED FERMÉ PIED OUVERT

CONFORTABLE

- Finition produits optimisés : talon renforcé et pointe extra plate
- Sans couture

PERSONNALISABLE

- Adaptable à la morphologie
- Étiquettes nominatives
- Distinction jambes gauche/droite
- 2 options de bandes auto-fixantes pour le modèle Homme

COMPOSITION

52% Polyamide
34% Elasthane
14% Coton

COLORIS

■ Beige ■ Noir


UTILISATION POSSIBLE AVEC
LES SOLUTIONS AJUSTABLES ET COMBINABLES
DE L'OFFRE SIGVARIS LYMPHOLOGIE

* SensinnoV : Bonne tolérance cutanée chez 90% des volontaires Étude CERT,
CHU Saint-Jacques de Besançon auprès de 30 personnes - 2008.

Coton 3 Adapté aux mesures

DISPOSITIF DE COMPRESSION MÉDICALE CIRCULAIRE SANS COUTURE
DE CLASSE 3

PRISE DE MESURES



(1) MINI MAXI POUR MODÈLES CIRCULAIRES SANS COUTURE

cG	37 / 95 cm
cF	34 / 95 cm
cE	28 / 77 cm
cD	21 / 59 cm
cC	18 / 60 cm
cB ¹	18 / 56 cm
cB	15 / 45 cm
cY	17 / 52 cm
cA	15 / 39 cm
lA	10 / 35 cm
lZ	10 / 35 cm

RENSEIGNEMENTS, DEVIS
ET COMMANDES

E-mail : lymphologie@sigvaris.com

📞 N°Cristal 0 969 320 966

APPEL NON SURTAXE



Fiche de prise de mesures et
informations détaillées à télécharger sur
www.sigvaris.com

Consultez les contre-indications de ce produit en page 15.