

Dupraflex® multi-étalonnée

BANDES DE COMPRESSION À ALLONGEMENT LONG

FABRICATION
100% FRANÇAISE

INDICATIONS

Bandes légères et fortes :

- Lymphoedème
- Œdème veineux
- Troubles trophiques d'origine veineuse
- Ulcère cicatrisé

Bande forte :

- Insuffisance Veineuse Chronique sévère

ÉTALONNAGE

- Pose facilitée et application homogène de la pression grâce au système d'étalonnage imprimé sur les bandes.



COMPOSITION

Bande légère :

92 % Polyamide, 7,5 % Elasthanne, 0,5 % Coton

Bande forte :

83,5 % Polyamide, 16 % Elasthanne, 0,5 % Coton

LARGEUR :

Membre supérieur → **8 cm**

Membre inférieur → **10 cm**

LONGUEUR :

Demi-jambe / Avant-bras → **3 m**

Demi-jambe + Genou → **3,5 m**

Jambe complète / Bras complet → **4 m, 5 m**

COLORIS

Beige

DUPRAFLEX

Multi-étalonnée Légère
(Forces 1 et 2)

DUPRAFLEX

Multi-étalonnée Forte
(Forces 3 et 4)

Longueur	LARGEUR		LARGEUR	
	8 cm	10 cm	8 cm	10 cm
3 m	3611610074182	3611610074267	3611610074229	3611610074304
3,5 m	3611610074199	3611610074274	3611610074236	3611610074311
4 m	3611610074205	3611610074281	3611610074243	3611610074328
5 m	-	3611610074298	-	3611610074335