

Expert Femme

DISPOSITIF DE COMPRESSION MÉDICALE
DE CLASSE 3 POUR LA JAMBE


PHASES DE MAINTIEN

DIURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- Lymphœdème du membre inférieur
- Œdème de la cheville
- Œdème de la jambe



20-36
mmHg



BANDE
AUTO-FIXANTE
SENSINNOV®*



RETOUCHES

COMPOSITION

Chaussettes : 58% Polyamide
42% Elasthanne

Bas auto-fixant : 56% Polyamide
44% Elasthanne - Silicone

RETOUCHES POSSIBLES



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus court



Pied fermé
plus long



Raccourcir
la hauteur



Transformation
bas cuisse



Réduction bande
auto-fixante



Raccourcir
la hauteur



Facile à enfiler⁽¹⁾

Grâce à la forme étudiée
du produit et au cou-de-pied élargi.

Construction brevetée⁽²⁾

* Sensinnov : Bonne tolérance cutanée chez 90% des volontaires Étude CERT, CHU Saint-Jacques de Besançon auprès de 30 personnes - 2008.

(1) Facile à enfiler pour 79% de porteurs. Etude menée par E. LeFloch auprès de 29 patients porteurs de classe 3. UIP 2009.

(2) Brevet EP2405782 délivré le 12/06/2013.

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

Taille (cm)

	Cheville B	Mollet C	Minimum Retouche B.A.F	Cuisse M
XS	17 à 19	29 à 35	37	42 à 59
S	19 à 22	32 à 38	40	45 à 62
M	22 à 24	35 à 41	42	48 à 65
L	24 à 26	38 à 44	44	51 à 68
XL	26 à 29	41 à 47	46	54 à 71
XXL	29 à 32	44 à 50	48	57 à 74

Hauteur (cm)

	1/2 Jambe A - D	Jambe A - G	Pointure
NORMAL	≤ 40	≤ 75	36/40
LONG	≥ 40	≥ 75	37/41



CHAUSSETTES FEMME



		XS	S	M	L	XL	XXL
Ocre	Normal	3611610072256	3611610072263	3611610072270	3611610072287	3611610072294	3611610072300
	Long	3611610072317	3611610072324	3611610072331	3611610072348	3611610072355	3611610072362
Noir	Normal	3611610072133	3611610072140	3611610072157	3611610072164	3611610072171	3611610072188
	Long	3611610072195	3611610072201	3611610072218	3611610072225	3611610072232	3611610072249

BAS AUTO-FIXANTS FEMME



		XS	S	M	L	XL	XXL
Ocre	Normal	3611610072492	3611610072508	3611610072515	3611610072522	3611610072539	3611610072546
	Long	3611610072553	3611610072560	3611610072577	3611610072584	3611610072591	3611610072607
Noir	Normal	3611610072379	3611610072386	3611610072393	3611610072409	3611610072416	3611610072423
	Long	3611610072430	3611610072447	3611610072454	3611610072461	3611610072478	3611610072485

RENSEIGNEMENTS SUR
LES RETOUCHES DISPONIBLES
E-mail : lymphologie@sigvaris.com

► N°Cristal 0 969 320 966
APPEL NON SURTAXE

UTILISATION POSSIBLE AVEC
LES SOLUTIONS AJUSTABLES ET COMBINABLES
DE L'OFFRE SIGVARIS LYMPHOLOGIE