

Expert Homme

DISPOSITIF DE COMPRESSION MÉDICALE
DE CLASSE 3 POUR LA JAMBE


PHASES DE MAINTIEN

DIURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- Lymphœdème du membre inférieur
- Œdème de la cheville
- Œdème de la jambe



20-36
mmHg



BANDE
AUTO-FIXANTE
SENSINNOV®



RETOUCHES

COMPOSITION

Chaussettes : 58% Polyamide
42% Elasthanne

Bas auto-fixant : 55% Polyamide
45% Elasthanne - Silicone

RETOUCHES POSSIBLES



Transformation
pied ouvert



Pied fermé
plus court



Pied fermé
plus long



Raccourcir
la hauteur



Transformation
bas cuisse



Réduction bande
auto-fixante



Raccourcir
la hauteur



RENSEIGNEMENTS SUR
LES RETOUCHES DISPONIBLES

E-mail : lymphologie@sigvaris.com

► N°Cristal 0 969 320 966

APPEL NON SURTAXE

Facile à enfiler⁽¹⁾

Grâce à la forme étudiée
du produit et au cou-de-pied élargi.

Construction brevetée⁽²⁾

UTILISATION POSSIBLE AVEC
LES SOLUTIONS AJUSTABLES ET COMBINABLES
DE L'OFFRE SIGVARIS LYMPHOLOGIE

* Sensinnov : Bonne tolérance cutanée chez 90% des volontaires Étude CERT,
CHU Saint-Jacques de Besançon auprès de 30 personnes - 2008.

(1) Facile à enfiler pour 79% de porteurs. Etude menée par E. LeFloch auprès de 29 patients porteurs de classe 3. UIP 2009.
(2) Brevet EP2405782 délivré le 12/06/2013.

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

Taille (cm)

	Cheville B	Mollet C	Minimum Retouche B.A.F	Cuisse M
S	19 à 22	32 à 39	40	46 à 58
M	22 à 24	35 à 42	42	50 à 62
L	24 à 26	38 à 45	44	54 à 66
XL	26 à 29	41 à 48	46	58 à 70
XXL	29 à 32	44 à 51	48	62 à 74

Hauteur (cm)

	1/2 Jambe A - D	Jambe A - G	Pointure
NORMAL	≤ 42	≤ 79	40/43
LONG	≥ 42	≥ 79	43/46



CHAUSSETTES HOMME



		S	M	L	XL	XXL
Chrome	Normal	3611610072713	3611610072720	3611610072737	3611610072744	3611610072751
	Long	3611610072768	3611610072775	3611610072782	3611610072799	3611610072805
Noir	Normal	3611610072614	3611610072621	3611610072638	3611610072645	3611610072652
	Long	3611610072669	3611610072676	3611610072683	3611610072690	3611610072706



CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SERIE HOMME

		S	M	L	XL	XXL
Noir	Normal	3611610073017	3611610073024	3611610073031	3611610073048	-
	Long	3611610073055	3611610073062	3611610073079	3611610073086	-



BAS AUTO-FIXANTS HOMME

		S	M	L	XL	XXL
Chrome	Normal	3611610072911	3611610072928	3611610072935	3611610072942	3611610072959
	Long	3611610072966	3611610072973	3611610072980	3611610072997	3611610073000
Noir	Normal	3611610072812	3611610072829	3611610072836	3611610072843	3611610072850
	Long	3611610072867	3611610072874	3611610072881	3611610072898	3611610072904



BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SERIE HOMME

		S	M	L	XL	XXL
Noir	Normal	3611610073093	3611610073109	3611610073116	3611610073123	-
	Long	3611610073130	3611610073147	3611610073154	3611610073161	-