



PHASE DE MAINTIEN

DIURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- LYMPHŒDÈME DU MEMBRE INFÉRIEUR
- ŒDÈME DE LA CHEVILLE
- ŒDÈME DE LA JAMBE

RETOUCHES POSSIBLES



Transformation pied ouvert



Pied fermé plus court



Pied fermé plus long



Raccourcir la hauteur



Transformation bas cuisse



Réduction bande auto-fixante



Raccourcir la hauteur

RENSEIGNEMENTS SUR LES RETOUCHES DISPONIBLES

E-mail : lymphologie@sigvaris.com

N°Cristal 0 969 395 466

APPEL NON SURTAXE

Fiche de prise de mesures et informations détaillées à télécharger sur www.sigvaris.com

EXPERT



DISPOSITIF DE COMPRESSION MÉDICALE DE CLASSE 3 POUR LA JAMBE

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE FEMME

Taille (cm)

	Cheville B	Mollet C	Minimum Retouche B.A.F	Cuisse M
XS	17 à 19	29 à 35	37	42 à 59
S	19 à 22	32 à 38	40	45 à 62
M	22 à 24	35 à 41	42	48 à 65
L	24 à 26	38 à 44	44	51 à 68
XL	26 à 29	41 à 47	46	54 à 71
XXL	29 à 32	44 à 50	48	57 à 74

Hauteur (cm)

	1/2 Jambe A - D	Jambe A - G	Pointure
NORMAL	≤ 40	≤ 75	36/40
LONG	≥ 40	≥ 75	37/41

Hanches
au niveau des crêtes iliaques (à l'endroit le plus large)

M
Cuisse
à l'endroit le plus large

C
Mollet
à l'endroit le plus large

B
Cheville
3 cm au-dessus de la malléole, à l'endroit le plus fin

G
Hauteur jambe
du sol à l'entrejambe

D
Hauteur 1/2 jambe
du sol à la tête du péroné ou 2 doigts en dessous du genou

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE HOMME

Taille (cm)

	Cheville B	Mollet C	Minimum Retouche B.A.F	Cuisse M
S	19 à 22	32 à 39	40	46 à 58
M	22 à 24	35 à 42	42	50 à 62
L	24 à 26	38 à 45	44	54 à 66
XL	26 à 29	41 à 48	46	58 à 70
XXL	29 à 32	44 à 51	48	62 à 74

Hauteur (cm)

	1/2 Jambe A - D	Jambe A - G	Pointure
NORMAL	≤ 42	≤ 79	40/43
LONG	≥ 42	≥ 79	43/46

G
Hauteur jambe
du sol à l'entrejambe

M
Cuisse
à l'endroit le plus large

D
Hauteur 1/2 jambe
du sol à la tête du péroné ou 2 doigts en dessous du genou

C
Mollet
à l'endroit le plus large

B
Cheville
3 cm au-dessus de la malléole, à l'endroit le plus fin

UTILISATION POSSIBLE AVEC
LES SOLUTIONS AJUSTABLES ET COMBINABLES
DE L'OFFRE SIGVARIS LYMPHOLOGIE

DISPOSITIF DE COMPRESSION MÉDICALE DE CLASSE 3 POUR LA JAMBE



CODES ACL

CHAUSSETTES FEMME



		XS	S	M	L	XL	XXL
Ocre	NORMAL	3401064046848	3401064046909	3401064047098	3401064047159	3401064047210	3401064047388
	LONG	3401064047678	3401064048569	3401064048620	3401064048798	3401064048859	3401064049160
Noir	NORMAL	3401063468573	3401063468924	3401063469174	3401063494718	3401063505575	3401063507586
	LONG	3401063507647	3401063507708	3401063519015	3401063527348	3401063527409	3401063527577

BAS AUTO-FIXANTS FEMME



		XS	S	M	L	XL	XXL
Ocre	NORMAL	3401064057035	3401064057264	3401064057325	3401064057783	3401064057844	3401064058155
	LONG	3401064058445	3401064058506	3401064058674	3401064059107	3401064059275	3401064059336
Noir	NORMAL	3401064049450	3401064049511	3401064049740	3401064050050	3401064050630	3401064051002
	LONG	3401064051170	3401064051231	3401064051460	3401064051699	3401064051750	3401064052580

CHAUSSETTES HOMME



		XS	S	M	L	XL	XXL
Chrome	NORMAL	-	3401064068840	3401064068901	3401064069090	3401064069151	3401064069212
	LONG	-	3401064069380	3401064069441	3401064069502	3401064069670	3401064070560
Noir	NORMAL	-	3401064059916	3401064060165	3401064060226	3401064060394	3401064060455
	LONG	-	3401064060516	3401064060684	3401064060745	3401064060806	3401064060974

CHAUSSETTES PIED OUVERT DE SÉRIE HOMME



		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3401081592373	3401081592434	3401081592663	3401081592724	-
	LONG	-	3401081592953	3401081593035	3401081593264	3401081593325	-

BAS AUTO-FIXANTS HOMME



		XS	S	M	L	XL	XXL
Chrome	NORMAL	-	3401064066549	3401064066600	3401064066778	3401064066839	3401064067089
	LONG	-	3401064067140	3401064067201	3401064067379	3401064067959	3401064068031
Noir	NORMAL	-	3401064063128	3401064063296	3401064063357	3401064063418	3401064063586
	LONG	-	3401064063647	3401064064248	3401064064309	3401064064477	3401064064996

BAS AUTO-FIXANTS PIED OUVERT DE SÉRIE HOMME



		XS	S	M	L	XL	XXL
Noir	NORMAL	-	3401081593554	3401081593615	3401081593783	3401081593844	-
	LONG	-	3401081594216	3401081594384	3401081594445	3401081594674	-

Consultez les contre-indications de ce produit en page 12.